

# LIPOZERO G150

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 42 PROGRAMMES

LA CAVITATION ULTRASONIQUE EST LA MÉTHODE DE TRAVAIL LA PLUS EFFICACE POUR COMBATTRE LA CELLULITE ET ÉLIMINER LES GRAISSES SUPERFLUES. AVEC LIPOZERO G150, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DES TRAITEMENTS PROFESSIONNELS D'UN CENTRE ESTHÉTIQUE CONFORTABLEMENT CHEZ VOUS.

10 MF-PLUS | 9 CAVITAZIONE CAVIMAX 150kHz | 8 BEAUTÉ | 8 PEAU  
5 MOBILISATION ADIPOSITÉ NorAd-526

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Écran

Dimension zone visible 2,6"

#### Sorties

1

#### Tête

1 tête Ø mm 42 - IP68

#### Puissance

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Fréquence

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz

#### Émission

Continue et pulsée

#### Alimentation

- Réseau
- Batterie rechargeable (non fournie)

#### Dimensions


170x220x60 mm

#### Poids

920 gr

### EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de ultrasonothérapie LIPOZERO G150
- 1 Tête étanche Multifréquence
- 1 Flacon de gel
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



# LIPOZERO G150

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 42 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### CAVI-MAX 150 KHz

Lipolyse

Lipolyse abdominale

Cellulite

Cellulite Oedémateuse

Cellulite fibreuse

Cellulite avec effet peau d'orange

#### MF-PLUS

Lipolyse

Cellulite

Cellulite Oedémateuse

Cellulite fibreuse

Culotte de cheval

Cellulite avec effet peau d'orange

Adiposité masculine abdomen

Adiposité masculine taille

Adiposité masculine membres inf.

Adiposité masculine membres sup.

#### MOBILISATION ADIPOSITÉ NorAd-526

Lipolyse-NorAd-526

Cellulite-NorAd-526

Adiposité-NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

Adiposité NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

#### ADIPOSITÉ MASCULINE

Adiposité masculine abdomen

Adiposité masculine taille

#### BEAUTÉ

Massages

Modelage

Modelage jambes

Drainage

Drainage bras

Drainage jambes

Vergetures

Applications principes actifs

#### PEAU

Acné

Lifting Visage

Traitement rides

Cicatrices

Couperose

Furoncles visage

Furoncles corps

Restructuration peau