

DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

DIATHERMIE | 14 PROGRAMME

IM MODELL DIACARE 5000 IST DIE GESAMTE QUALITÄT DER DIATHERMIE-GERÄTE VON GLOBUS IN EINER EINIGEN KLEINEN UND LEICHTEN MASCHINE ENTHALTEN. SOMIT KANN DAS GERÄT BEQUEM TRANSPORTIERT WERDEN UND IMMER DIESELBE EFFIZIENZ UND PROFESSIONALITÄT GEWÄHRLEISTEN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 4,3" Farbdisplay Touch Screen

Nennleistung (NP)

180W ±10%

Emissionsfrequenz

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

Art der Behandlung

Kapazitiv und resistiv

Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Stromnetzversorgung

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

Abmessungen



170x220x60 mm

Gewicht

1,04 Kg

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät für Diathermie DIACARE 5000
- 1 Rückführelektrode (Platte)
- 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Konduktive Creme - 250 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Code G3488 DIACARE 5000
- Code G3996 DIACARE 5000 RE *

* WIEDERAUFLADBARE DIATHERMIE:

- 5 STUNDEN BEHANDLUNG IM PREIS DES GERÄTS INBEGRIFFEN
- SEHR PREISWERTE AUFLADEKOSTEN
- 5 JAHRE KUNDENSERVICE UND ERSATZGERÄT
- AUFLADUNG ÜBER DAS INTERNET



DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

DIATHERMIE | 14 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

MEDIZINISCHE PROGRAMME

Schmerzen nach Muskeltraumata

Schmerzen nach Sehnenerkrankungen

Knöchel- Traumata

Lumbalgie

Schulter- Schmerzen

Nackenschmerzen-Syndrome

Muskelzerrungen

Gelenkerkrankungen

Arthrose des Knies

Schleudertrauma

Ischiassyndrom

Bandscheibenvorfall

Piriformis-Syndrom

Post-chirurgische Behandlung der Femurfrakturen



VOREINGESTELLTE
PROGRAMME



GEPULSTE
BEHANDLUNGEN



BEHANDLUNGEN
UNTER ATHERMISCHEN
BEDINGUNGEN



MULTIFREQUENZ



AUTOMATISCHES SCANNEN
DER FREQUENZEN



MYOFASZIALE



MODALITÄT MIT
DEN HÄNDEN



TRANSDERMALE
VERABREICHUNG



RESISTIV



KAPAZITIV



BIPOLAR



FARBDISPLAY



TOUCH SCREEN
BILDSCHIRM



STROMNETZVERSORGUNG



GLOBUS RECHARGE