

MAGNUM XL

MAGNETFELD THERAPIE | 26 PROGRAMME

GERÄT FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH ZUR BEHANDLUNG DER WICHTIGSTEN KNOCHEN- ODER GELENKBESCHWERDEN NOCH EINFACHER ZU VERWENDEN, DANK DER NEUEN FUNKTION EASY PROGRAM.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

2

Versorgungsintensität mit flexiblem Diffusor

- Durchschnittlich 140 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 280 Gauß insgesamt (für 2 Kanäle)

Frequenz

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Freie Programmierung

Sie können 1 individuelles Programm eingeben

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

260 gr

AUSSTATTUNG

Code **G3216**

- 1 Tasche
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie MAGNUM XL
- 1 "Flexible" Solenoide, 300x100 mm
- 1 Gummiband mit Klettverschluss 800x80 mm
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



-  **EASY PROGRAM**
-  **LAST 10**
-  **PROGRAMMIERBAR**
-  **VERMIETUNG-FUNKTION**
-  **RUN TIME / ÄNDERUNG DER PARAMETER**
-  **STROMNETZVERSORGUNG**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL

MAGNETFELDTHERAPIE | 26 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

Rev. De_03_2024

GESUNDHEIT UND REHA

Bruch

Schulterbruch

Unterarmbruch

Schienbeinbruch

Handgelenkbruch

Verlangsamte Heilung von Frakturen

Entzü. Rotatorenmanschetten

Karpaltunnel

Rückenschmerzen

Arthrose

Osteoporose

Zervikale Osteoarthritis

Osteoarthritis Hand

Osteoarthrose Schulter

Osteoarthritis Wirbelsäule

Osteoarthritis Hüfte

ÄSTHETIK UND FITNESS

Entwässerung

Cellulite

Ödeme

Geschwollene Beine

Reaktivierende Behandlung

Regenerierung der Gewebe

Akne

Narben

Gesichtsfalten

Dehnungsstreifen