

# MAGNUM 2500

## MAGNETFELDTHERAPIE | 52 PROGRAMME

TRAGBARES GERÄT FÜR MAGNETFELDTHERAPIE, PERFEKT FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. MAGNUM 2500 IST FÜR DIE ERHOLUNG NACH TRAUMATA ODER FRAKTUREN BESONDERS GEEIGNET, SOWIE FÜR DIE LINDERUNG UND REGENERIERUNG DER GELENKE BEI CHRONISCHEN PATHOLOGIEEN U.A. ARTHROSE ODER ARTHRITIS.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

#### Kanäle

2

#### Versorgungsintensität mit flexiblem Diffusor

- Durchschnittlich 160 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 320 Gauß insgesamt (für 2 Kanäle)

#### Frequenz

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Freie Programmierung

Es können bis zu 5 personalisierten Programme eingegeben werden

#### 1 +1 Funktion

Es können 2 verschiedene Programme gleichzeitig durchgeführt werden (mit einem Kanal für jedes Programm)

#### Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

#### Größe | Gewicht

100x160x35 mm - 280 gr




CE  
0476



### AUSSTATTUNG

Code **G5438**

- 1 Tasche
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie MAGNUM 2500
- 2 "Flexible" Solenoide, 300x100 mm
- 2 Gummibänder mit Klettverschluss 800x80 mm
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



### KAUFOPTION

Code **G6191** MAGNUM 2500 mit 2 "Pocket Pro" Solenoiden und 1 Gummiband mit Klettverschluss



EASY PROGRAM



1+1 FUNKTION



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMIERBAR



VERMIETUNG-FUNKTION



RUN TIME / ÄNDERUNG DER PARAMETER



STROMNETZVERSORGUNG

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 2500

## MAGNETFELDTHERAPIE | 52 PROGRAMME

### PROGRAMMLISTE

#### ARTHROSE/ ARTHRITIS

Arthrose des Knies

Arthrose Halswirbelsäule

Arthritis

Arthrose

Arthrose der Hand

Arthrose der Hüfte

Arthrose der Schulter

Arthrose Wirbels.

#### SCHMERZ

Algodystrophie - Morbus Sudeck

Rückenschmerzen

Gelenkschmerzen

#### ENTZÜNDUNGEN

Entzündungshemmend

Epikondylitis

Golferellenbogen

Karpaltunnel

Sehnenentzündungen Schulter

#### ORTHOPÄDIE

Nach Eingriff VKB

Knorpelschäden

Prothese im Knie

Prothese an die Hüfte

#### KNOCHEN-PATHOLOGIEN

Brüche

Kahnbeinbruch

Handgelenkbruch

Schulterbruch

Schlüsselbeinbruch

Unterarmbruch

Beckenbruch

Schienbeinbruch

Oberschenkelbruch

Verlangsamte Heilung von Brüchen

Bruch mit Gips

Osteonekrose

Osteoporose

Knochenödeme

#### TRAUMEN/ ÖDEME/ VERLETZUNG

Knöchelverstauchung

Ödeme-Prellungen

#### VOREINGESTELLTE PROGRAMME UNTERSCHIEDLICHER FREQUENZ

Multifrequenz-Programm

Programm 10 Hz

Programm 20 Hz

Programm 30 Hz

Programm 40 Hz

Programm 50 Hz

Programm 60 Hz

Programm 70 Hz

Programm 80 Hz

Programm 90 Hz

Programm 100 Hz

Programm 120 Hz

Programm 140 Hz

Programm 160 Hz

Programm 180 Hz

Programm 200 Hz