

# DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

## TECARTERAPIA | 14 PROGRAMAS

EL MODELO DIACARE 5000 ENCIERRA TODA LA CALIDAD DE LA TECARTERAPIA GLOBUS EN UNA MÁQUINA DE DIMENSIONES Y PESO REDUCIDOS, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA PORTABILIDAD, MANTENIENDO INALTERADAS SU EFICACIA Y PROFESIONALIDAD.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño 4.3" dispositivo pantalla táctil a colores

#### Potencia nominal (NP)

180W ±10%

#### Frecuencia de emisión

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

#### Modalidad de tratamiento

Capacitiva y resistiva

#### Electrodos capacitivos

3 tamaños de Ø (mm 30, 50, 70)

#### Electrodos resistivos

3 tamaños Ø (mm 30, 50, 70)

#### Alimentación Red

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Tamaño



170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTACIÓN

- 1 Maletín
- 1 Unidad de tecarterapia DIACARE 5000
- 1 Electrodo de retorno (placa)
- 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 placas de (mm 30, 50, 70) Ø
- 1 Manipolo capacitivo monopolar con 3 placas de (mm 30, 50, 70) Ø
- 1 Envase de crema ml 250
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



### OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G3488 DIACARE 5000
- Cod. G3996 DIACARE 5000 RE \*

#### \* DIATERMIA RECARGABLE:

- 5 HORAS DE TRATAMIENTO INCLUIDAS EN EL PRECIO
- COSTE DE RECARGA MUY ECONÓMICO
- ASISTENCIA GARANTIZADA DURANTE 5 AÑOS Y EQUIPO DE REEMPLAZO
- RECARGA POR INTERNET



# DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

## TECARTERAPIA | 14 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### PROGRAMAS MÉDICOS

Dolor traumas musculares

Dolor traumas de tendón

Traumas de tobillo

Lumbalgias

Dolor de hombro

Síndrome dolor cervical

Distensiones musculares

Patologías articulares

Artrosis rodilla

Latigazo cervical

Ciática

Hernia de disco

Síndrome del piriforme

Tratam. post quirúrgico de las fracturas de fémur



PROGRAMAS  
PREESTABLECIDOS



TRATAMIENTOS  
PULSADOS



TRATAMIENTO  
ATÉRMICO



MULTIFRECUENCIA



ESCANEO AUTOMÁTICO  
DE FRECUENCIAS



MIOFASIALES



TRATAMIENTO  
MANO LIBRE



VEHICULACIÓN  
TRANSDÉRMICA



RESISTIVO



CAPACITIVO



BIPOLAR



PANTALLA A COLOR



PANTALLA TÁCTIL



ALIMENTACIÓN A RED



GLOBUS RECARGABLE