

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMAS

DISPOSITIVO DE MAGNETOTERAPIA PARA EL HOGAR, ADECUADO PARA TRATAR LOS PRINCIPALES TRASTORNOS OSTEOARTICULARES. AÚN MÁS FÁCIL DE USAR CON LA NUEVA FUNCIÓN EASY PROGRAM.

16 SALUD Y REHAB | 10 ESTÉTICA Y FITNESS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| |
|---|
| Monitor |
| Tamaño de área visible 2.6" |
| Canales |
| 2 |
| Intensidad emitida |
| - 140 Gauss de media por canal - 280 Gauss de media totales (para 2 canales) |
| Frecuencia regulable |
| 5-200 Hz |
| Duty Cycle |
| 5-50% |
| Programación libre |
| Posibilidad de introducir hasta 1 programa personalizado |
| Alimentación |
| - Red - A batería recargable (no incluido) |
| Tamaño |
| 100x160x35 mm |
| Peso |
| 260 gr |

DOTACIÓN

Código **G3216**

- 1 Bolso
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Difusor "Flexible", 300x100 mm
- 1 Banda elástica con velcro 800x80 mm
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS
- ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SALUD-REHAB

Fracturas

Fractura hombro

Fractura antebrazo

Fractura tibia

Fractura muñeca

Retraso consolidación fractura

Inflamación manguito rotador

Túnel carpiano

Dolor de espalda

Artrosis

Osteoporosis

Osteoartritis cervical

Osteoartritis mano

Osteoartritis hombro

Osteoartritis columna

Osteoartritis cadera

ESTÉTICA Y FITNESS

Drenaje

Celulitis

Estados edematosos

Piernas hinchadas

Tratamiento reactivante

Regeneración tisular

Acné

Cicatrices

Arrugas faciales

Estrias