

DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

TECARTHÉRAPIE | 14 PROGRAMMES

LE MODÈLE DIACARE 5000 RENFERME TOUTE LA QUALITÉ DE LA TECARTERAPIA GLOBUS DANS UNE MACHINE DE DIMENSIONS ET DE POIDS RÉDUITS, POUR GARANTIR LA PORTABILITÉ MAXIMALE, TOUT EN MAINTENANT SON EFFICACITÉ ET SON PROFESSIONNALISME INCHANGÉS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille 4.3" écran tactile couleur

Puissance nominale (NP)

180W ±10%

Fréquences d'émission

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

Modalité de traitement

Capacitive et resistive

Électrodes capacitives

3 taille Ø (mm 30, 50, 70)

Électrodes resistives

3 taille Ø (mm 30, 50, 70)

Alimentation a secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

Taille



170x220x60 mm

Poids

1,04 Kg

ÉQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de tecarthérapie DIACARE 5000
- 1 Électrode de retour (plaque)
- 1 Tête résistive monopolaire avec 3 électrodes Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Tête capacitive monopolaire avec 3 électrodes Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Pot de crème ml 250
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Cod. **G3488** DIACARE 5000
- Cod. **G3996** DIACARE 5000 RE *

* DIATHERMIE RECHARGEABLE:

- 5 HEURES DE TRAITEMENT GRATUITES INCLUSES
- COÛT DE RECHARGE TRÈS ABORDABLE
- ASSISTANCE GARANTIE PENDANT 5 ANS ET APPAREIL DE REMPLACEMENT
- RECHARGE PAR INTERNET



DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

TECARTHÉRAPIE | 14 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

PROGRAMMES MÉDICAUX

Douleur traumatismes musculaires

Douleur traumatismes tendineux

Traumatismes cheville

Lombalgies

Douleur Épaule

Douleurs cervicales

Déchirures musculaires

Pathologies articulaires

Arthrose du genou

Coup du lapin

Sciatique

Hernie discale

Syndrome du muscle piriforme

Traitement post-opératoire des fractures du fémur



PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS



TRAITEMENT PULSÉ



TRAITEMENTS EN ATHERMIE



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE DES FREQUENCES



MYOFASCIAUX



TRAITEMENT MAIN LIBRE



VEHICULATION TRANSDERMIQUE



RESISTIVE



CAPACITIVE



BIPOLAIRE



ÉCRAN COLORÉ



ÉCRAN TACTILE



SECTEUR



GLOBUS RECHARGEABLE