

MAGNUM 2 PRO DRIVE

MAGNÉTHÉRAPIE | 41 PROGRAMMES

MAGNUM 2 PRO DRIVE NAÎT DU BESOIN D'OFFRIR UNE SOLUTION À CEUX QUI SOUFFRENT DE DOULEURS DANS LE DOS OU DANS D'AUTRES PARTIES DU CORPS, EN RAISON DU TROP DE TEMPS PASSÉ À CONDUIRE. LA SÉDENTARITÉ ET LES NOMBREUSES HEURES AU VOLANT, SOUMIS AUX VIBRATIONS DU VÉHICULE, SONT SÛREMENT PARMI LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE DOULEURS MUSCULOSQUELETTIQUES. MAGNUM 2 PRO DRIVE EST UNE EXCELLENTE THÉRAPIE INSTRUMENTALE QUI PEUT AIDER À RÉDUIRE L'INFLAMMATION ET LA DOULEUR DE CETTE CATÉGORIE DE PERSONNES.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Display

Dimension zone visible 2,6"

Canaux

2

Intensité transmissible avec des diffuseurs flexibles

- 200 Gauss en moyenne par canal
- 400 Gauss en moyenne au total (2 canaux)

Fréquence

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmation libre

Possibilité de mémoriser jusqu'à 5 programmes personnalisés

Fonction 1+1

Possibilité d'exécuter 2 programmes différentes en même temps, en utilisant 1 canal chacun

Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable


Dimensione et Poids

100x160x35 mm - 450 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

Code G5429

- 1 Mallette
- 1 Unité magnétothérapie MAGNUM 2 PRO DRIVE
- 1 Tapis "Soft 4", 250x250 mm
- 2 Solénoïdes "Flexible", 300x100 mm
- 2 Bandes élastiques velcro 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Câble USB avec convertisseur 5-12V
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



- EASY PROGRAM
- PROGRAMMABLE
- FONCTION 1+1
- OPTION LOCATION
- LAST 10
- PAQUET DE BATTERIES
- MULTI USER
- ALIMENTATION SECTEUR
- RUN TIME
MODIFICATION DES PARAMÈTRES

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 2 PRO DRIVE

MAGNÉTHÉRAPIE | 41 PROGRAMMES

LISTE PROGRAMMES

ARTHROSE/ARTHRITIS

Arthrose genou

Arthrose cervical

Arthrite

Arthrose

Arthrose main

Arthrose hanche

Arthrose épaule

Arthrose colonne

DOULEUR

Akgodystrophie - Malasie de Sudek

Mal au dos

Douleurs articulaires

INFLAMMATIONS

Anti-inflammatoire

Tendinite

Epicondylite

Epitrochléite

Canal carpien

Tendinite épaule

ORTHOPEDIE

Post-intervention LCA

Lésion cartilage

Prothèse genou

Prothèse hanche

Fusion spinale

Ostéotomie

PATHOLOGIES OSSEUSES

Fractures

Fracture scaphoïde

Fracture poignet

Fracture épaule

Fracture clavicule

Fracture avat-bras

Fracture pelvis

Fracture tibia

Fracture fémur

Retard consolidation fractures

Fractures avec plâtre

Ostéonécrose

Ostéoporose

Pseudarthrose

Œdèmes osseux

TRAUMATISMES / ŒDEMÈS / BLESSURES

Entorse cheville

Œdèmes - contusions

Ulcères