

MAGNUM 3500 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

LE SEUL DISPOSITIF DE MAGNÉTHÉRAPIE GLOBUS À QUATRE CANAUX QUI PERMET DE TRAITER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS PARTIES DU CORPS OU DEUX SUBJECT DIFFÉRENTES. MAGNUM 3500 PRO EST FOURNI AVEC UNE VASTE GAMME D'ACCESSOIRES POUR TOUTES LES EXIGEANCES DE TRAITEMENT.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

ÉCRAN
Dimension zone visible 2.6"
Canaux
4
Intensité transmissible avec des diffuseurs flexibles
- 200 Gauss en moyenne par canal - 800 Gauss en moyenne au total (4 canaux)
Fréquence
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Programmation libre
Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 programmes personnalisés
Fonction 2+2
Possibilité d'exécuter 2 programmes différentes en même temps, en utilisant 2 canaux chacun
Alimentacion
- Secteur - Batterie rechargeable (non fournies)
Dimension Poids
170x220x60 mm 820 gr



ÉQUIPMENT STANDARD

Code G5434
· 1 Mallette
· 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM 3500 PRO
· 2 Solénoïdes "Flexibles", 330x110 mm
· 4 Solénoïdes "Pocket Pro", 155x95 mm
· 1 Tapis "Soft 4", 250x250 mm
· 4 Bandes élastiques velcro 800x80 mm
· 1 Magnum Test
· 1 Alimentateur
· 1 Manuel d'utilisation



EASY PROGRAM



FONCTION 2+2



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

MAGNUM 3500 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

LISTE PROGRAMMES

Rev. Fr_03_2024

ARTHROSE/ARTHRITE

Arthrose genou

Arthrose cervical

Arthrite

Arthrose

Arthrose main

Arthrose hanche

Arthrose épaule

Arthrose colonne

DOULEUR

Algodystrophie - Maladie de Sudek

Mal au dos

Douleurs articulaires

INFLAMMATIONS

Anti-inflammatoire

Tendinites

Épicondylite

Épitrachléite

Canal carpien

Tendinite épaule

ORTHOPÉDIE

Post-intervention LCA

Lésion cartilage

Prothèse genou

Prothèse hanche

Fusion spinale

Ostéotomie

PATHOLOGIES OSSEUSES

Fractures

Fracture scapuloïde

Fracture poignet

Fracture épaule

Fracture clavicule

Fracture avant-bras

Fracture pelvis

Fracture tibia

Fracture fémur

Retard consolidation fracture

Fracture avec plâtre

Ostéonécrose

Ostéoporose

Pseudarthrose

Œdèmes osseux

TRAUMATISMES / OEDÈMES / BLESSEURES

Entorse cheville

Œdèmes-contusions

Ulcères

PROGRAMMES NOCTURNES

Programme nocturnes 15 Hz

Programme nocturnes 50 Hz

Programme nocturnes 75 Hz

PROGRAMMES PAR DÉFAULT À FRÉQUENCES DIFFÉRENTES

Programme multi-fréquence

Programme 5 Hz

Programme 10 Hz

Programme 15 Hz

Programme 20 Hz

Programme 25 Hz

Programme 30 Hz

Programme 35 Hz

Programme 40 Hz

Programme 45 Hz

Programme 50 Hz

Programme 55 Hz

Programme 60 Hz

Programme 65 Hz

Programme 70 Hz

Programme 75 Hz

Programme 80 Hz

Programme 85 Hz

Programme 90 Hz

Programme 95 Hz

Programme 100 Hz

Programme 120 Hz

Programme 140 Hz

Programme 160 Hz

Programme 180 Hz

Programme 200 Hz