

MAGNUM L

MAGNETOTHERAPIE | 8 PROGRAMMES

PRODUIT DE PHYSIOTHERAPIE APTE À RECUPERER LA FONCTIONNALITÉ COMPROMISE PAR UN TRAUMA.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran
Taille de la zone visible 2.6"
Canaux
1
Intensité émise
120 Gauss en moyenne
Fréquence réglable
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Alimentation
Secteur
Taille
100x160x35 mm
Poids
260 gr

EQUIPEMENT

Code **G3947**

- 1 Sacoche de transport
- 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM L
- 1 Solénoïde "Flexible", 300x100 mm
- 1 Bande élastique avec velcro 800x80 mm
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



- LAST 10
- OPTION LOCATION
- ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM L

MAGNETOTHERAPIE | 8 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

SANTÉ-REHAB

Petites fractures

Grandes fractures

Ostéoarthrite Cervicale

Douleur Dos

Ostéoporose

Arthrose

Arthrite

Épicondylite