

# MAGNUM XL

## MAGNETOTHERAPIE | 26 PROGRAMMES

DISPOSITIF POUR MAGNÉTHÉRAPIE DOMICILIAIRE ADAPTÉ À TRAITER LES PRINCIPAUX TROUBLES OSTÉOARTICULAIRES. ENCORE PLUS SIMPLE À UTILISER AVEC LA NOUVELLE FONCTION EASY PROGRAM.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Taille de la zone visible 2.6"

#### Canaux

2

#### Intensité émise

- 140 Gauss chaque canal
- 280 Gauss en moyenne au total (2 canaux)

#### Fréquence réglable

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmation libre

Possibilité de mémoriser jusqu'à 1 programme personnalisé

#### Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable (non fournies)

#### Taille

100x160x35 mm


#### Poids

260 gr

### EQUIPEMENT

#### Code G3216

- 1 Sacoche de transport
- 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM XL
- 1 Solénoïde "Flexible", 300x100 mm
- 1 Bande élastique avec velcro 800x80 mm
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE  
0476



EASY PROGRAM



LAST 10



PROGRAMMABLE



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM XL

## MAGNETOTHERAPIE | 26 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### SANTÉ-REHAB

Fractures

---

Fractures épaule

---

Fractures Avant-bras

---

Fractures Tibia

---

Fracture Poignet

---

Retard Consolidation fractures

---

Coiffes des Rotateurs

---

Canal Carpien

---

Douleur Dos

---

Arthrose

---

Ostéoporose

---

Ostéoarthrite Cervicale

---

Ostéoarthrite main

---

Ostéoarthrite épaule

---

Ostéoarthrite colonne

---

Ostéoarthrite Hanche

---

#### BEAUTÉ-FITNESS

Drainage

---

Cellulite

---

États OEdémateux

---

Enflure Jambes

---

Traitement Réactivant

---

Régénération Tissulaire

---

Acné

---

Cicatrices

---

Rides du Visage

---

Vergetures