

MAGNUM 3000 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE PUISSANTE EQUIPPÉE DE BEAUCOUP DE PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIAUX QUI LA RENDENT EFFICACE POUR TRAITER DES NOMBREUSES PATHOLOGIES OSTÉOARTICULAIRES ET DANS LA RÉCUPÉRATION APRÈS LES INTERVENTIONS ORTHOPÉDIQUES. POSSIBILITÉ DE TRAITEMENTS LOCAUX ET TOTAL-BODY.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran
Dimension zone visible 2.6"
Canaux
2
Intensité transmissible avec des diffuseurs flexible
- 200 Gauss en moyenne par canal - 400 Gauss en moyenne au total (2 canaux)
Fréquence
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Programmation libre
Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 programmes personnalisés
Fonction 1+1
Possibilité d'exécuter 2 programmes différentes en même temps, en utilisant 1 canal chacun
Alimentation
- Secteur - Batterie rechargeable (non fournies)
Dimension Poids
170x220x60 mm 820 gr



ÉQUIPEMENT STANDARD

Code G5335
· 1 Mallette
· 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM 3000 PRO
· 2 Solénoïdes "Flexibles", 300x100 mm
· 2 Bandes élastiques avec velcro 800x80 mm
· 1 Magnum Test
· 1 Alimentateur
· 1 Manuel d'utilisation



OPTION D'ACHAT

Code **G6034** MAGNUM 3000 PRO avec 2 solénoïdes "Pocket Pro" et 1 bande élastique avec velcro



EASY PROGRAM



1+1 FONCTION 1+1



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

MAGNUM 3000 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rev. Fr_10_2024

ARTHROSE/ARTHRITE

Arthrose genou

Arthrose cervical

Arthrite

Arthrose

Arthrose main

Arthrose hanche

Arthrose épaule

Arthrose colonne

DOULEUR

Algodystrophie - Maladie de Sudek

Mal au dos

Douleurs articulaires

INFLAMMATIONS

Anti-inflammatoire

Tendinites

Épicondylite

Épitrachléite

Canal carpien

Tendinite épaule

ORTHOPÉDIE

Post-intervention LCA

Lésion cartilage

Prothèse genou

Prothèse hanche

Fusion spinale

Ostéotomie

PATHOLOGIES OSSEUSES

Fractures

Fracture scapuloïde

Fracture poignet

Fracture épaule

Fracture clavicule

Fracture avant-bras

Fracture pelvis

Fracture tibia

Fracture fémur

Retard consolidation fractures

Fracture avec plâtre

Ostéonécrose

Ostéoporose

Pseudarthrose

Œdèmes osseux

TRAUMATISMES / ŒDÈMES / BLESSURES

Entorse cheville

Œdème-contusions

Ulcères

PROGRAMMES NOCTURNES

Programme nocturne 15 Hz

Programme nocturne 50 Hz

Programme nocturne 75 Hz

PROGRAMME PAR DÉFAULT À FRÉQUENCE DIFFÉRENTE

Programme multi-fréquence

Programme 5 Hz

Programme 10 Hz

Programme 15 Hz

Programme 20 Hz

Programme 25 Hz

Programme 30 Hz

Programme 35 Hz

Programme 40 Hz

Programme 45 Hz

Programme 50 Hz

Programme 55 Hz

Programme 60 Hz

Programme 65 Hz

Programme 70 Hz

Programme 75 Hz

Programme 80 Hz

Programme 85 Hz

Programme 90 Hz

Programme 95 Hz

Programme 100 Hz

Programme 120 Hz

Programme 140 Hz

Programme 160 Hz

Programme 180 Hz

Programme 200 Hz