

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE ADATTO A TRATTARE I PRINCIPALI DISTURBI OSTEO ARTICOLARI. ANCORA PIÙ SEMPLICE DA UTILIZZARE CON LA NUOVA FUNZIONE EASY PROGRAM.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 140 Gauss di media per canale
- 280 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire 1 programma personalizzato

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

260 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice G3216

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Solenoide "Flessibile", 300x100 mm
- 1 Fascia elastica velcrabile 800x80 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMMABILE
- OPZIONE NOLEGGIO
- RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI
- ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura

Frattura spalla

Frattura avambraccio

Frattura tibia

Frattura polso

Ritardo consolidamento frattura

Infiammazione cuffia rotatori

Tunnel carpale

Dolore schiena

Artrosi

Osteoporosi

Osteoartrite cervicale

Osteoartrite mano

Osteoartrite spalla

Osteoartrite colonna

Osteoartrite anca

ESTETICA E FITNESS

Drenaggio

Cellulite

Stati edematosi

Gonfiore gambe

Tattamento riattivante

Rigenerazione tissutale

Acne

Cicatrici

Rughe facciali

Smagliature