

MAGNETOCEMP ELITE

MAGNETOTERAPIA | 32 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE ARTROSI, INFIAMMAZIONI ARTICOLARI, EDEMI OSSEI E ALTRE PATOLOGIE CHE COLPISCONO L'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO.

32 SALUTE E REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G6408**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNETOCEMP ELITE
- 2 Solenoidi flessibili, 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



- EASY PROGRAM
- FUNZIONE 1+1
- LAST 10
- PROGRAMMABILE
- MULTI USER
- OPZIONE NOLEGGIO
- RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI
- ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNETOCEMP ELITE

MAGNETOTERAPIA | 32 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura
Frattura spalla
Frattura clavicola
Frattura avambraccio
Frattura bacino
Frattura tibia
Frattura polso
Frattura collo femore
Frattura scafoide
Ritardo consolidamento frattura
Infiammazione cuffia rotatori
Tunnel carpale
Dolore schiena
Artrosi
Osteoporosi
Osteoartrite cervicale
Osteoartrite mano
Osteoartrite spalla
Osteoartrite colonna
Osteoartrite ginocchio
Osteoartrite anca
Protesi anca
Post intervento LCA
Pulizia cartilagine
Protesi ginocchio
Epitrocleite
Epicondilite
Tendiniti
Edemi - contusioni
Dolori articolari
Distorsione caviglia
Artriti

IDEALE ANCHE PER:

ALGODISTROFIA

PARAMETRI

50 Gauss | 75 Hz | 4 ore

EDEMA OSSEO

PARAMETRI

20 Gauss | 75 Hz | 8 ore

ANTINFIAMMATORIO

PARAMETRI

15 Gauss | 75 Hz | 3 ore