

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE I DISTURBI OSTEOARTICOLARI PIÙ DIFFUSI. IL DISPOSITIVO È TRA I PIÙ POTENTI SUL MERCATO ED È PROVVIDO DI DUE SOLENOIDI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 15 programmi personalizzati

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G3956**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL PRO
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcra 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONE DI ACQUISTO

Cod. **G6033** MAGNUM XL PRO con 2 solenoidi "Pocket Pro" e 1 fascia elastica velcra



CE
0476



EASY PROGRAM



LAST 10



PROGRAMMABLE



MULTI USER



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura

Frattura spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura polso

Frattura collo femore

Frattura scafoide

Ritardo consolidamento frattura

Infiammazione cuffia rotatori

Tunnel carpale

Dolore schiena

Artrosi

Osteoporosi

Osteoartrite cervicale

Osteoartrite mano

Osteoartrite spalla

Osteoartrite colonna

Osteoartrite ginocchio

Osteoartrite anca

Protesi anca

Post intervento LCA

Pulizia cartilagine

Protesi ginocchio

Epitrocleite

Epicondilite

Tendiniti

Edemi - contusioni

Dolori articolari

Distorsione caviglia

Artriti

ESTETICA E FITNESS

Drenaggio addome

Drenaggio arti superiori

Drenaggio cosce, glutei, fianchi

Cellulite addome

Cellulite arti superiori

Cellulite cosce, glutei, fianchi

Stati edematosi

Gonfiore gambe

Trattamento riattivante

Rigenerazione tissutale

Acne

Cicatrici

Rughe facciali

Smagliature