

# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

TECAR BEAUTY 6000 MED UND TECAR BEAUTY 6000 MED RE SIND TRAGBARE DIATHERMIE-GERÄTE MIT KAPAZITIVER UND RESISTIVER ÜBERTRAGUNG. SIE VERFÜGEN ÜBER ZAHLREICHE VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR DIE BEHANDLUNG DER UNVOLLKOMMENHEITEN DER HAUT UND DES SUBKUTANEN GEWEBES, SOWIE ÜBER EINIGE PROGRAMME FÜR DIE BEHANDLUNG DER WICHTIGSTEN MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN.

27 SCHÖNHEIT | 5 MEDIZIN

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 4.3" Farbdisplay Touch Scree

#### Nennleistung (NP)

180W ±10%

#### Emissionsfrequenz

300kHz 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

#### Art der Behandlung

Kapazitiv und Resistiv

#### Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Stromnetzversorgung

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Abmessungen


170x220x60 mm

#### Gewicht

1,04 Kg

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Rückführelektrode (Flexible Platte)
- 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 bipolares Handstück Ø (mm 30)
- 1 Konduktive Creme - 250 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



### VERFÜGBARE MODELLE

- Code **G6246** TECAR BEAUTY 6000 MED
- Code **G6247** TECAR BEAUTY 6000 MED RE\*

#### \* WIEDERAUFLADBARES TECAR BEAUTY:

- 5 STUNDEN BEHANDLUNG IM PREIS DES GERÄTS INBEGRIFFEN
- SEHR PREISWERTE AUFLADEKOSTEN
- 5 JAHRE KUNDENSERVICE UND ERSATZGERÄT
- AUFLADUNG ÜBER DAS INTERNET



# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

### PROGRAMMLISTE

Rev. De\_03\_2024

#### SCHÖNHEIT

Gesichtsfalten

Augenfalten

Aknenarben

Facelifting

Couperose

Gesicht-Furunkeln

Anti-age

Hautakne

Körperfalten

Dekoltee-Lifting

Dehnungsstreifen

Haut Elastizität

Narben

Körper-Furunkeln

Skin restructure

Straffung

Massage

Lipolyse

Lokalisierte Adipositas

Ödematöse Zellulitis

Fibröse Zellulitis

Sklerotische Zellulitis

Culotte de Cheval

Orangenhaut

Adipositas Bauch Frau

Adipositas Bauch Mann

Lymphatische Drainage

#### MEDIZINISCHE PROGRAMME

Lumbalgie

Schulter Schmerzen

Nackenschmerzen-Syndrome

Muskelzerrungen

Gelenkerkrankungen



VOREINGESTELLTE PROGRAMME



GEPULSTE BEHANDLUNGEN



BEHANDLUNGEN UNTER ATHERMISCHEN BEDINGUNGEN



RESISTIV



KAPAZITIV



MULTIFREQUENZ



AUTOMATISCHES SCANNEN DER FREQUENZEN



MYOFASZIALE



TRANSDERMALE PENETRATIONSCHILFE



MODALITÄT MIT DEN HÄNDEN



BIPOLAR



FARBDISPLAY



TOUCH SCREEN BILDSCHIRM



STROMNETZVERSORGUNG