

# LASERVET 15.0

## LASERTHERAPIE

LASERVET 15.0 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR DIE LASERTHERAPIE MIT GEPULSTER HOCHLEISTUNG, DAS FÜR SCHNELLE VETERINÄRMEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN EINGESETZT WIRD. DIE BEHANDELNDEN PATHOLOGIEEN UNTERSCHIEDEN SICH JE NACH TIER UND SIND INSBESONDERE FÜR PFERDE GEDACHT. DAS LASER HAT EINE POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE GEWEBEREGENERATION, AUF DIE POST-TRAUMATISCHE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE BEHANDLUNG UND HAT EINE SCHMERZSTILLENDE WIRKUNG IM FALLE VON AKUTEN UND CHRONISCHEN SCHMERZEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

#### Spitzenleistung

15W ±20%

#### Für Wellenlänge vorbereitet

808nm

980nm und 1064nm (optional)

#### Emission

Kontinuierlich und gespult

#### Größe Target-Bereich

Linse von Ø 11 mm und Ø 22 mm

Linse von Ø 60 mm (optional)

#### Frequenz

Bis zu 10000Hz

#### Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg

### AUSSTATTUNG

· 1 Tasche


· 1 Gerät LASERVET 15.0

· 1 Handstück HP 808nm mit Linsen von Ø 11 mm und Ø 22 mm

· 2 Schutzbrillen

· 1 Ladegerät

· 1 Handbuch



### VERFÜGBARE MODELLE

· Cod. G6349 Handstück HP 980nm

· Cod. G5996 Handstück 1064nm

· Cod. G6089 Linse Ø 60 mm



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORGUNG

# LASERVET 15.0

## LASERTHERAPIE

Rev. De\_05\_2024

**MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:**

**Muskel- und Skeletterkrankungen** u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

**Pathologien des Integument-Systems** u.a. Hautwunden, Granulome, Anldrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

**Pathologien anderer Systeme** u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

