

# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

TECAR BEAUTY 6000 MED Y TECAR BEAUTY 6000 MED RE SON DISPOSITIVOS PORTÁTILES PARA LA TERAPIA TECAR DE TRANSFERENCIA CAPACITIVA Y RESISTIVA. EQUIPADOS CON DIFERENTES PROGRAMAS PREDEFINIDOS PARA TRATAR LAS PRINCIPALES PIEL Y TEJIDOS SUBCUTÁNEOS, TAMBIÉN PRESENTAN ALGUNOS PROGRAMAS PARA TRATAR LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS.

27 BELLEZA | 5 MÉDICOS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño: Pantalla táctil a color de 4.3"

#### Potencia nominal (NP)

180W ±10%

#### Frecuencias de emisión

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

#### Modalidades de tratamiento

Capacitivo y Resistivo

#### Electrodos capacitivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

#### Electrodos resistivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentación con red eléctrica

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Tamaño


170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Unidad TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Electrodo de retorno (placa flexible)
- 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manípulo bipolar Ø (30 mm)
- 1 Bote de crema conductora de 250 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de instrucciones



### OPCIONES DE COMPRA

- Cod. **G6246** TECAR BEAUTY 6000 MED
- Cod. **G6247** TECAR BEAUTY 6000 MED RE\*

#### \* TECAR BEAUTY RECARGABLE:

- 5 HORAS DE TRATAMIENTO INCLUIDAS EN EL COSTE DEL DISPOSITIVO
- TARIFA DE RECARGA MUY CONVENIENTE
- ASISTENCIA GARANTIZADA 5 AÑOS Y SUJECIÓN
- RECARGA VÍA INTERNET



# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

### LISTA PROGRAMAS

#### BELLEZA

Arrugas cara

Arrugas ojos

Cicatrices de acné

Lifting cara

Enrojecimiento

Forúnculos cara

Anti edad

Acné piel

Arrugas cuerpo

Lifting escote

Estrías

Elasticidad piel

Cicatrices

Forúnculos cuerpo

Skin restructure

Reafirmante

Masaje

Lipólisi

Adiposidad localizada

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Celulitis esclerótica

Caderas anchas

Celulitis piel de naranja

Adiposidad abdomen mujer

Adiposidad abdominal

Drenaje linfático

#### MÉDICOS

Lombalgie

Dolor de hombro

Síndrome dolor cervical

Distensiones musculares

Patologías articulares

