

GENESY 1500

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 414 PROGRAMAS

PRODUCTO PROFESIONAL DE CUATRO CANALES UTILIZADO EN EL ÁMBITO MÉDICO, COMPLETO DE TODAS LAS CORRIENTES PARA TERAPIA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.

92 MENÚ ELECTROTERAPIA (EMS/RUSSE) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 DEPORTE | 33 DOLOR | 29 FITNESS | 23 MICROCORRIENTES | 16 BELLEZA | 11 REHAB | 9 DENERVADO | 6 INTERFERENCIALES | 3 INCONTINENCIA | 1 IONOFRESIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

0,3-150 Hz *

Amplitud de impulso

40-450 µs *

Potencia

0-120 mA por canal

Alimentación

- Red
- A batería recargable

Tamaño

100x160x35 mm


Peso

450 gr


* De acuerdo al tipo de corriente

DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Estimulador GENESY 1500
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE
0476



TENS



EMS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



MULTI USER



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



ALIMENTACIÓN A RED



BATERÍA RECARGABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 1500

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 414 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es_05_2022

REHAB

Tobillos hinchados

Atrofia

Hemiplejía-miembros superiores

Hemiplejía-miembros inferiores

Recuperación post operación LCA

Recuperación funcional

Reeducación tobillo

Reeducación pierna

Espasmos musculares

Prevención subluxación hombro

Fortalecimiento vasto medial

Agonista/Antagonista

Pluma busca puntos

Fortalecimiento muscular

DOLOR

Tens antálgica alta frecuencia

Tens antálgica baja frecuencia

Tens endorfinico

Dolor rodilla

Dolor post operación

Dolor crónico

Dolor de espalda (síndrome escapulo-humeral)

Túnel carpiano

Dolor trapecio

Osteoartritis rodilla

Inflamación manguito rotador

Dolor muscular

Compresión del nervio

Dolor columna por compresión

Osteoartritis

Osteoartritis columna

Osteoporosis columna

Osteoartritis cadera

Osteoartritis tobillo

Dolor por lesión músculo tendinosa

Dolor post-quirúrgico

Ciática

Lumbalgia crónica

Dolor cervical

Dolor agudo (post hernia inguinal)

Bursitis-tendinitis

Lesiones musculares

Fracturas óseas

Latigazo cervical

Epicondilitis

Dolor menstrual

Tens antálgico convencional

Tens antálgico modulado

IONOFORESIS

ionoforesis

INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

Incontinencia por estrés

Incontinencia URGE

MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo-humeral

Recuperación muscular

Contusión

Edema

Úlcera piel

Ciática

Lumbalgia

Neuralgia braquial

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo cervical

Espondilosis cervical

Esguince hombro

Túnel carpiano

Esguince rodilla

Osteoartritis rodilla

Esguince tobillo

Inflamación tendón de Aquiles

Inflamación tendón rotuliano

Inflama. manguito de rotadores

Inflamación tendinosa

DENERVADO

Triangular 1

Triangular 2

Triangular 3

Trapezoidal 1

Trapezoidal 2

Trapezoidal 3

Rectangular 1

Rectangular 2

Rectangular 3

INTERFERENCIALES

Osteoartritis rodilla

Lumbalgia aguda

Dolor cervical

Lumbalgia crónica

Hombro congelado

Dolor post-quirúrgico

DEPORTE

Capilarización

Calentamiento (deportivo)

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistencia

Fuerza explosiva

Resistencia aeróbica

Reactividad

Recuperación post-competición

Descontracturante

Hipertrofia

FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Body sculpting

Definición

Jogging

Fitness aeróbico

Prevención calambres

Fitness anaeróbico

BELLEZA

Drenaje

Lipolisis

Masaje tonificante

Mejora tono piel

Masaje conectivo

Drenaje post-parto

Lipolisis post-parto

Reafirmación post-parto

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de los programas "3s" incluye 54 combinaciones de parámetros.

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.

ACTION NOW

La lista de los programas Action Now incluye 84 combinaciones de parámetros

ELECTROTERAPIA

La lista de programas Electroterapia NEMS incluye 48 combinaciones de parámetros NEMS e 44 RUSAS(KOTZ)