

# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

TECAR BEAUTY 6000 MED ET TECAR BEAUTY 6000 MED RE SONT DES DISPOSITIFS PORTABLES POUR LA TÉCAR THÉRAPIE À TRANSFERT CAPACITIF ET RÉSISTIF. ÉQUIPÉS DE DIFFÉRENTS PROGRAMMES PRÉDÉFINIS POUR TRAITER LES PRINCIPAUX INESTHÉTISMES DES TISSUS CUTANÉS ET SOUS-CUTANÉS, ILS PRÉSENTENT ÉGALEMENT DES PROGRAMMES POUR TRAITER LES PRINCIPALES PATHOLOGIES MUSCULO-SQUELETTIQUES.

27 BEAUTÉ | 5 MÉDICAL

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Display

Dimension 4.3" écran couleur tactile

#### Puissance Nominale (NP)

180W ±10%

#### Fréquence d'émission

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

#### Méthodes de traitement

Capacitif et Résistif

#### Électrodes Capacitives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

#### Électrodes Résistives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentation secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Dimensions


170x220x60 mm

#### Poids

1,04 Kg

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Électrode de retour (plaque flexible)
- 1 Tête Résistive monopolaire avec 3 électrodes Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Tête Capacitive monopolaire avec 3 électrodes Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Tête bipolaire Ø (30 mm) Ø (30 mm)
- 1 Boîte de crème conductrice 250 ml
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Manuel d'utilisation



### OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G6246 TECAR BEAUTY 6000 MED
- Cod. G6247 TECAR BEAUTY 6000 MED RE\*

#### \* TECAR BEAUTY RECHARGEABLE:

- 5 HEURES DE TRAITEMENT INCLUSES DANS LE COÛT DE L'APPAREIL
- PRIX DE RECHARGE TRÈS BAS
- ASSISTANCE GARANTIE 5 ANS ET CHARIOT ÉLÉVATEUR
- RECHARGE VIA INTERNET

# TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

## TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

### LISTE PROGRAMMES

#### BEAUTÉ

Rides visage

Rides yeux

Cicatrices acné

Lifting visage

Couperose

Furoncles visage

Anti-âge

Acné peau

Rides corps

Lifting décolleté

Vergetures

Élasticité peau

Cicatrices

Furoncles corps

Skin restructure

Raffermissment

Massage

Lipolyse

Adiposités localisées

Cellulite œdémateuse

Cellulite fibreuse

Cellulite sclérotique

Culotte de cheval

Cellulite peau d'orange

Adiposité abdominale féminine

Adiposité abdominale masculine

Drainage lymphatique

#### MÉDICAUX

Lombalgie

Douleur épaule

Syndromes de douleurs cervicales

Distractions musculaires

Pathologies articulaires



PROGRAMMES PRÉDÉFINIS



TRAITEMENTS PULSÉS



TRAITEMENTS EN ATHERMIE



RÉSISTIF



CAPACITIF



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES



MYOFASCIALES



VÉHICULATION TRANSDERMIQUE



MODALITÉ MAINS LIBRES



BIPOLAIRE



ÉCRAN COULEUR



ÉCRAN TACTILE



ALIMENTATION SECTEUR