

LASERVET 1.0

LASERTHÉRAPIE

LASERVET 1.0 EST LE SEUL LASER DE CLASSE 4 DU CATALOGUE GLOBUSVET. L'APPAREIL PEUT ATTEINDRE 1 WATTS DE PUISSANCE ET IL EST COMPLET AVEC DES PROGRAMMES PRÉ-INSÉRÉS POUR CHIENS, CHATS ET CHEVAUX. DE PLUS, IL Y A LA POSSIBILITÉ DE PROGRAMMER ET DE STOCKER DE NOUVEAUX PROGRAMMES.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

Puissance de pic

1W \pm 20%

Préparé pour la longueur d'onde

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions target area

Optique \varnothing 11 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000Hz

Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

Dimensions


100x160x35 mm

Poids

450 gr







ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 1.0
- 1 Tête laser White 808nm avec optiques \varnothing 11 mm
- 2 Lunettes de protection
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



-  LAST 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABLE
-  OPTION LOCATION
-  PAQUET BATTERIE
-  ALIMENTATION SECTEUR

LASERVET 1.0

LASERTHÉRAPIE

PLUS DE 40 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS ET CHEVAUX. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :

Maladies musculo-squelettiques telles que l'arthrose, les tendinopathies, les contusions, les bursites, les contractures et foulures musculaires, etc ...

Pathologies du système tégumentaire telles que les blessures superficielles et profondes

Pathologies d'autres systèmes telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

