

LASERVET 15.0

LASERTHÉRAPIE

LASERVET 15.0 EST UN APPAREIL PORTABLE POUR LA THÉRAPIE LASER À PUISSANCE ÉLEVÉE QUI PERMET DE RÉALISER RAPIDEMENT DES TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES. LES MALADIES TRAITÉES SONT DIVISÉES PAR ANIMAL AVEC UNE GRANDE ATTENTION AUX ÉQUINS. L'ACTION DU LASER VISE À LA RÉGÉNÉRATION DES TISSUS, AU TRAITEMENT POST-TRAUMATIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE ET À LA RÉDUCTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET AIGUË.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT, CHEVAL, PETITS MAMMIFÈRES, REPTILES ET OISEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

Puissance de pic

15W ±20%

Préparé pour la longueur d'onde

808nm

980nm et 1064nm (optionnelles)

Émission

Pulsée et continue

Dimensions target area

Optiques, Ø 11 mm et Ø 22 mm

Optique, Ø 60 mm (optionnelle)

Fréquence

Jusqu'à 10000Hz

Alimentation


Réseau et batteries rechargeables

Dimensions et poids

220x170x60 mm - 1,120 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 15.0
- 1 Tête laser HP 808nm avec optiques Ø 11 mm et Ø 22 mm
- 2 Lunettes de protection
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G6348 Tête HP 980nm
- Cod. G5996 Tête 1064nm
- Cod. G6089 Optique Ø 60 mm



- LAST 10
- MULTI-UTILISATEUR
- PROGRAMMABLE
- OPTION LOCATION
- PAQUET BATTERIE
- ALIMENTATION SECTEUR

LASERVET 15.0

LASERTHÉRAPIE

Rev. Fr_05_2024

PLUS DE 130 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, PETITS MAMMIFÈRES, OISEAUX ET REPTILES. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :

Maladies musculo-squelettiques telles que l'arthrose, les tendinopathies, les ecchymoses, les bursites, les contractures et foulures musculaires, les fractures, la dysplasie, les neuropathies, etc ...

Pathologies du système tégumentaire telles que plaies cutanées, granulomes, sacculites, fistules périanales, pododermatites, écorchures etc ...

Pathologies d'autres systèmes telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

