

PHYSIOLASER 6.0 PRO

LASERTHÉRAPIE


PHYSIOLASER 6.0 PRO EST UN APPAREIL DE POIDS ET DIMENSIONS PETITS, QUI PEUT À LA FOIS ÊTRE PLACÉ SUR UN CHARIOT DE CABINET OU BIEN ÊTRE TRANSPORTÉ, SI NÉCESSAIRE, AILLEURS. AVEC SA PUISSANCE MAXIMALE DE 6W, IL EST IDÉAL POUR TRAITER LES PATHOLOGIES OSTÉO-ARTICULAIRES ET MUSCULAIRES, RÉDUISANT RAPIDEMENT LA DOULEUR ET L'ŒDÈME ET FAVORISANT UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE DES TISSUS BLESSÉS ET INFLAMMÉS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran
2,6", rétro-éclairé
Source laser
Diode GaAlAs de Classe 4
Puissance maximum
6 W \pm 20%
Conçu pour une longueur d'onde de
808 nm 980 nm et 1064 nm (en option)
Émission
Pulsée et continue
Dimensions zone cible
Optique 11 mm Optique 22 mm (en option)
Fréquence
Jusqu'à 10000 Hz
Alimentation
Secteur et batterie rechargeable
Dimensions et poids
220x170x60 mm - 790 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD





- 1 Mallette
- 1 Dispositif PHYSIOLASER 6.0 PRO
- 1 Tête laser 808 nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Code G5994 Tête MP 980 nm
- Code G5996 Tête 1064 nm puissance maximale 3 W
- Code G6092 Optique 22 mm



-  FAVORIS
-  PROGRAMMABLE
-  PAQUET DE BATTERIES
-  ALIMENTATION SECTEUR

PHYSIOLASER 6.0 PRO

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES MÉDICAUX

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 808 nm

MUSCULOSQUELETTIQUE

GÉNÉRAL

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Lésions musculaires

Contracture musculaire

Fibromyalgie

Radiculopathies

Tendinopathies

Névrалgie

Bursite

Œdème

BRAS - MAIN

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Épicondylite

Canal carpien

Douleur poignet

Tendinite

Œdème

GENOU

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Douleur aiguë

Douleur chronique

Méniscopathie

Bursite

Fémoro-patellaire

Œdème

Lésion ligamentaire

Gonalgie

Entorse

Chondropatie

Tendinite fémoro-rotulienne

PIED - CHEVILLE

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Douleur cheville

Fasciite plantaire

Tendon d'Achille

Entorse

Œdème

Talalgie

DOS

Arthrose vertébrale

Douleur aiguë

Lombalgie

Douleur myofasciale

Radiculopathies

Arthrite rhumatoïde

ÉPAULE

Douleur myofasciale

Arthrose

Capsulite adhésive

Bursite

Conflit sous-acromial

Tendinites

Lésions tendineuses (coiffe)

Arthrite rhumatoïde

TÊTE - COU

Arthrose

Radiculopathies

Cervical chronique

Douleur temporo-mandibulaire

Arthrite rhumatoïde

Névrалgie du trijumeau

DERMATOLOGIE

Ulcères

Blessures

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 980 nm

Antalgique

Douleur cervicale

Douleur lombaire

Bursite

Kyste de Baker

Cruralgie

Maladie de De Quervain

Entorses

Contusions

Douleur aiguë

Douleur chronique

Œdèmes

Hématomes

Hématomes étendues

Épicondylite

Épitrachléite

Hernie discale

Fibromyalgie

Inflammations

Lésions des ligaments

Lésions musculaires

Méniscopathie

Synovite

Déchirure musculaires

Tendinopathie

Canal carpien