

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTETICA

IL MIGLIOR DISPOSITIVO CON CERTIFICAZIONE MEDICALE DELLA LINEA TECAR BEUTY GLOBUS. IL DISPOSITIVO, DISPONE DI UN VASTO ELENCO DI PROGRAMMI CHE INCLUDE SIA TRATTAMENTI ESTETICI CHE PROTOCOLLI PER LE DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE. IL MENÙ DI NAVIGAZIONE TOUCH SCREEN SU SCHERMO A COLORI COMPRENDE UN ATLANTE CON MOLTE IMMAGINI E UNA DESCRIZIONE PRATICA DI COME EFFETTUARE I TRATTAMENTI. INOLTRE, PER L'UTILIZZATORE ESPERTO, TECAR BEAUTY 7000 MED PERMETTE DI CREARE E MEMORIZZARE IN POCHI PASSI NUOVI PROGRAMMI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

350W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,  
1000kHz, 1200kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

230V AC, 50-60Hz, 3,7A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6244

· 1 Unità TECAR BEAUTY BEAUTY 7000 MED

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare  $\varnothing$  (30 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 1000 ml

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTETICA

### ELENCO TRATTAMENTI MEDICALI

Rev. It\_10\_2024

Alluce Valgo	Fascite Plantare	Protrusione discale
Artrite	Flebite	Pubalgia acuta
Artrosi	Frattura fase acuta	Pubalgia cronica
Artrosi cervicale	Frattura fase sub acuta	Rizartrosi
Artrosi Dorsale o Lombare	Gonartrosi	Sindrome da conflitto sub-acromiale
Borsite	Lesione muscolare di 1°grado	Sindrome del Piriforme
Capsulite adesiva	Lesione muscolare di 2°grado	Sindrome della Bandelletta Ileo tibiale
Cervicalgia acuta	Lesione muscolare di 3°grado	Stiloidite ulnare
Cervicalgia cronica	Lesioni Legamentose 1°grado	Tendinite Achillea acuta
Cervicobrachialgia	Lesioni Legamentose 2°grado	Tendinite Achillea cronica
Cisti di Baker	Lesioni Legamentose 3°grado	Tendinite acuta
Colpo di frusta	Linfedema cronico	Tendinite cronica
Compressione nervosa	Linfedema Post traumatico	Tendinite della zampa d'oca
Condropatia Femoro-Rotulea (lesione cartilagine)	Lombalgia Acuta	Tendinite di De Quervain/Stiloidite radiale
Contrattura muscolare	Lombalgia Cronica	Tendinite rotulea
Coxartrosi	Lombosciatalgia	Tenosinovite
Defaticamento muscolare	Metatarsalgia	Traumi Distorsivi con Edema
Epicondilita	Osteocondrosi/Osteocondrite	Traumi Distorsivi senza Edema
Epitrocleite	Periartrite	Tunnel carpale
Ernia discale	Periostite	
	Post-intervento anca	

• Nell' **Area Predefiniti** sono inoltre disponibili n° 26 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

AMBITI TRATTAMENTO	PATOLOGIE SPECIFICHE	AMBITI TRATTAMENTO	PATOLOGIE SPECIFICHE
<b>Patologie linfatiche e vascolari</b>		<b>Patologie ossee e articolari</b>	
• Linfedema cronico	1	• Artrite	1
• Linfedema Post Traumatico	1	• Artrosi	1
<b>Patologie muscolari e dei tessuti molli</b>		• Ernia discale	1
• Cicatrici	1	• Frattura fase acuta	1
• Contrattura muscolare	1	• Frattura fase sub acuta	1
• Defaticamento muscolare	1	• Protrusione discale	1
• Fibrosi	1	• Traumi Distorsivi	1
• Lesione muscolare di 1°grado	1	<b>Patologie tendinee e legamentose</b>	
• Lesione muscolare di 2°grado	1	• Lesioni Legamentose 1°grado	1
• Lesione muscolare di 3°grado	1	• Lesioni Legamentose 2°grado	1
<b>Patologie nervose</b>		• Lesioni Legamentose 3°grado	1
• Cervicobrachialgia	1	• Tendinite acuta	1
• Compressione Nervosa	1	• Tendinite cronica	1
• Lombosciatalgia	1		
• Sindrome del Piriforme	1		
• Tunnel carpale	1		

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECAR TERAPIA ESTETICA

### ELENCO PROGRAMMI ATLANTE ESTETICO

#### VISO

Rughe
Contorno Occhi
Cicatrici da Acne
Lifting
Couperose
Massaggio Rilassante

#### DECOLLETE

Lifting
Cicatrici
Rassodamento

#### BRACCIO-MANO

Rughe
Rassodamento
Ringiovanimento
Cicatrici

Smagliature
Riduzione adipe

#### ADDOME-FIANCHI

Riduzione adipe
Rassodamento
Cicatrici
Smagliature

#### GLUTEI

Smagliature
Rassodamento
Cicatrici
Drenaggio linfatico
Riduzione adipe
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Cellulite sclerotica
Massaggio

#### SCHIENA

Rassodamento
Cicatrici
Massaggio
Riduzione adipe

#### COSCE E GAMBE

Smagliature
Rassodamento
Cicatrici
Drenaggio linfatico
Riduzione adipe
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Cellulite sclerotica
Massaggio



ATLANTE DEI TRATTAMENTI



TRATTAMENTI PULSATI



TRATTAMENTI IN ATERMIA



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFREQUENZA



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE



MIOFASCIALI



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA



MODALITÀ MANI LIBERE



BIPOLARE



DISPLAY A COLORI



DISPLAY TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE A RETE

Nell'Area Predefiniti-Estetica sono inoltre disponibili n° 13 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI	AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI
<b>Linfodrenaggio</b>	1	<b>Lassità cutanea</b>	
<b>Adiposità localizzate</b>		• Lieve	1
• Plica < 4 cm	1	• Moderata	1
• Plica 4-8 cm	1	• Grave	1
• Plica > 8 cm	1		
<b>Trattamento cellulite</b>		<b>Ringiovanimento viso-decollete</b>	
• Cellulite lieve	1	• Lieve	1
• Cellulite moderata	1	• Moderata	1
• Cellulite grave	1	• Grave	1