

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZ | 10 PROGRAMME

RF CLINIC BODY IST EIN INNOVATIVES GERÄT, DAS HOCHFREQUENZWELLEN FÜR ÄSTHETISCHE ANWENDUNGEN ERZEUGT, SOWIE FÜR BEHANDLUNGEN GEGEN DIE ALTERUNG VON HAUT, GESICHT UND KÖRPER. ES FÖRDERT AUSSERDEM DIE GEFÄSSVERSORGUNG IM HAUTGEWEBE UND LÖSCHT DIE VON DER SONNENEINSTRALUNG UND ALTERUNG DER HAUT VERURSACHTEN UNVOLLKOMMENHEITEN.

6 HAUT | 4 GESICHT

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6

Ausgänge

1

Handstück

1 Handstück RF Clinic 100

Leistung

200W (50Ω)

Versorgungsfrequenz

Von 470KHz bis 2MHz

Art der Verarbeitung

Resistiv

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen


170x220x60 mm

Gewicht

920 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Radiofrequenz-Gerät RF CLINIC BODY
- 1 Handstück RF Clinic 100
- 1 Konduktive Creme - 250 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE



STROMNETZVERSORUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZ | 10 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

GESICHT

Gesichtsfalten

Augenfalten

Akne- Gesicht

Gesicht Micro-lifting

HAUT

Körperfalten

Falten empfindliche Haut

Dekolletee Micro-lifting

Dehnungstreifen

Haut Elastizität

Bio-skin Kollagen