

# TECAR BEAUTY ELITE

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

DIE TECAR BEAUTY IST EINE NICHTINVASIVE METHODE ZUR BEKÄMPFUNG VON HAUTALTERUNG UND HAUTERSCHLAFUNG. DIE VOM GERÄT ERZEUGTEN ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN DRINGEN TIEF IN DIE HAUT UND GEBEN WÄRME IN DAS GEWEBE AB. DIES STIMULIERT DIE SYNTHESE VON KOLLAGEN UND ELASTIN UND VERBESSERT SICHTBAR DIE STRAFFHEIT DER HAUT. DIE ERZEUGTE WÄRME TRÄGT AUSSERDEM ZUR MIKROZIRKULATION BEI UND VERBESSERT DIE SAUERSTOFFVERSORGUNG IM GEWEBE. PROFESSIONELLES GERÄT, GEEIGNET FÜR KOSMETIK-STUDIOS.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 7" Farbdisplay Touch Screen

#### Leistung

50W ±10% Kapazitiv  
25W ±10% Resistiv

#### Emissionsfrequenz

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,  
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

#### Art der Behandlung

Kapazitiv und Resistiv

#### Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Stromnetzversorgung

- 230V AC, 50-60Hz, 3,7A  
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A

#### Abmessungen

515x340x170 mm

#### Gewicht

11,5 Kg

### AUSSTATTUNG

· Code G6243

· 1 Gerät TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Rückführelektrode (Flexible Platte)

· 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden  
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden  
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Bipolares Handstück Ø (mm 30)

· 1 Konduktive Gesichtscreme mit Hyaluronsäure, 500 ml

· 1 Konduktive Creme für die Lymphdrainage mit Aescin,  
Focus und Koffein, 1000 ml

· 1 Zuleitungskabel

· 1 Handbuch



In Übereinstimmung mit dem interministeriellen Erlass Nr. 206/2015, ist das Gerät für die Verwendung in Kosmetik-Studios geeignet.



# TECAR BEAUTY ELITE

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

### PROGRAMMLISTE ÄSTHETISCHES ATLAS

#### GESICHT

Falten
Augenpartie
Aknenarben
Lifting
Couperose
Entspannende Massage

#### DEKOLLETEE

Lifting
Narben
Straffung

#### ARM-HAND

Falten
Straffung
Verjüngung
Narben
Dehnungsstreifen
Fettabbau

#### BAUCH + HÜFTE

Fettabbau
Straffung
Narben
Dehnungsstreifen

#### GESÄSS

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage

#### RÜCKEN

Straffung
Narben
Massage
Fettabbau

#### OBERSCHENKEL UND BEINE

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage

-  ATLAS DER BEHANDLUNGEN
-  RESISTIV
-  KAPAZITIV
-  MULTIFREQUENZ
-  MYOFASZIALE
-  MODALITÄT MIT DEN HÄNDEN
-  BIPOLAR
-  FARBDISPLAY
-  TOUCH SCREEN BILDSCHIRM
-  STROMNETZVERSORGUNG

Unter den **ästhetischen Standardprogramme** stehen außerdem 13 Programme für die Behandlung spezifischer Pathologien zur Verfügung, die in 5 Anwendungsbereiche zurückgeführt werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME	ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME
<b>Lymphdrainage</b>	1	<b>Hauterschlaffung</b>	
<b>Lokalisierte Adipositas</b>		• Leicht	1
• Hautfalte < 4 cm	1	• Mäßig	1
• Hautfalte 4-8 cm	1	• Schwerwiegend	1
• Hautfalte > 8 cm	1	<b>Verjüngung Gesicht-Dekolletee</b>	
<b>Behandlung von Zellulitis</b>		• Leicht	1
• Leichte Zellulitis	1	• Mäßig	1
• Gemäßigte Zellulitis	1	• Schwerwiegend	1
• Gemäßigte Zellulitis	1		