

RF CLINIC BODY

RADIOFRECUENCIA | 10 PROGRAMAS

RF CLINIC BODY ES UN INNOVADOR DISPOSITIVO QUE GENERA ONDAS DE RADIOFRECUENCIA PARA APLICACIONES ESTÉTICAS, CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL TANTO DE LA CARA COMO DE TODO EL CUERPO. FAVORECE ADEMÁS LA VASCULARIZACIÓN DEL TEJIDO CUTÁNEO, ELIMINANDO LAS IMPERFECCIONES CAUSADAS POR LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS DE SOL Y POR EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL.

6 PIEL | 4 ROSTRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Salidas

1

Manípulo

1 manípulo RF Clinic 100

Potencia

200W (50Ω)

Frecuencia de emisión

De 470KHz a 2MHz

Modo de funcionamiento

Resistivo

Alimentación

- Red
- Baterías recargables (no incluido)

Tamaño


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTACIÓN

- 1 Maletín
- 1 Unidad de radiofrecuencia RF CLINIC BODY
- 1 Manípulo RF Clinic 100
- 1 Envase de crema ml 250
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE



ALIMENTACIÓN A RED



BATERÍA RECARGABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RF CLINIC BODY

RADIOFRECUENCIA | 10 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

ROSTRO

Arrugas rostro

Arrugas ojos

Acné rostro

Micro-lifting rostro

PIEL

Arrugas cuerpo

Arrugas piel sensible

Micro-lifting escote

Estrías

Elasticidad piel

Colágeno Bio-Skin