

# RF CLINIC PRO

## RADIOFRECUENCIA | 30 PROGRAMAS

RF CLINIC PRO ES UN INNOVADOR DISPOSITIVO QUE GENERA ONDAS DE RADIOFRECUENCIA PARA APLICACIONES ESTÉTICAS, CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL TANTO DE LA CARA COMO DE TODO EL CUERPO. GRACIAS AL MANÍPULO BIPOLAR DE 50 MM ES POSIBLE REALIZAR PROGRAMAS DE ENDURECIMIENTO Y PARA EL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS.

13 PIEL | 10 CELULITIS | 7 ROSTRO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

#### Salidas

1

#### Manípulo

- 1 manípulo Ø 50 mm
- 1 manípulo RF Clinic 100

#### Potencia

200W (50Ω)

#### Frecuencia de emisión

de 470KHz a 2Hz

#### Modo de funcionamiento

Resistivo

#### Alimentación

- Red
- Batería recargable (no incluido)

#### Tamaño



170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTACIÓN

- 1 Maletín
- 1 Unidad de radiofrecuencia RF CLINIC PRO
- 1 Manípulo RF Clinic 500
- 1 Manípulo RF Clinic 100
- 1 Envase de crema ml 250
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE



ALIMENTACIÓN A RED



BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# RF CLINIC PRO

## RADIOFRECUENCIA | 30 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es\_03\_2024

#### ROSTRO

Arrugas rostro

---

Arrugas ojos

---

Acné rostro

---

Micro-lifting rostro

---

Enrojecimiento

---

Granos faciales

---

Anti edad

#### PIEL

Acné piel

---

Arrugas cuerpo

---

Arrugas piel sensible

---

Micro-lifting escote

---

Estrías

---

Elasticidad de la piel

---

Bio-Piel colágeno

---

Cicatrices

---

Granos cuerpo

---

Skin restructure

---

Skin smoothing

---

Endurecimiento

---

Masaje

#### CELULITIS

La lipólisis

---

Celulitis

---

Celulitis edematosa

---

celulitis fibrosa

---

Cartucheras

---

Celulitis piel de naranja

---

Adiposidad masculina abdomen

---

Adiposidad masculina costados

---

Adiposidad masculina miembros superiores

---

Adiposidad masculina miembros inferiores