

TECAR BEAUTY ELITE

TECARTERAPIA ESTÉTICA

TECAR BEAUTY BELLEZA ES UN MÉTODO NO INVASIVO QUE CONTRAE EL ENVEJECIMIENTO Y LAS LAXITUDES DE LA PIEL. LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS PRODUCIDAS POR EL DISPOSITIVO PENETRAN EN LA DERMA LIBERANDO CALOR EN LOS TEJIDOS. ESTO FACILITA LA SÍNTESIS DE NUEVO COLÁGENO Y ELASTINA ESTIMULADA, MEJORANDO VISIBILMENTE LA COMPACTIBILIDAD DE LA PIEL. ADEMÁS, EL PRODUCTO TÉRMICO AYUDA A LA MICROCIRCULACIÓN, FAVORECIENDO UNA MEJOR OXIGENACIÓN DE LOS TEJIDOS. DISPOSITIVO PROFESIONAL APTO PARA ESTUDIOS ESTÉTICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño pantalla táctil a colores de 7"

Potencia

50W ±10% Capacitivo
25W ±10% Resistivo

Frecuencias de emisión

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Modalidades de tratamiento

Capacitivo y Resistivo

Electrodos capacitivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

Electrodos resistivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentación con red eléctrica

- 230V AC, 50-60Hz, 3,7A
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A

Tamaño

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

· Cod. G6243

· 1 Unidad de TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Electrodo de retorno (placa flexible)

· 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos
Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos Ø
(30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo bipolar Ø (30 mm)

· 1 Bote de 500 ml de crema facial conductora con
ácido hialurónico

· 1 Bote de 1000 ml de crema de drenaje linfático
conductor con escina, fucus y cafeína

· 1 Cable de alimentación

· 1 Manual de instrucciones

CE

En cumplimiento del Decreto Interministerial n. 206/2015, el dispositivo es adecuado para centros de belleza.



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY ELITE

TECARTERAPIA ESTÉTICA

LISTA PROGRAMAS ATLAS ESTÉTICO

CARA

Arrugas
Contorno ojos
Cicatrices por acné
Lifting
Enrojecimiento
Masaje relajante

ESCOTE

Lifting
Cicatrices
Reafirmante

BRAZO-MANO

Arrugas
Reafirmante
Rejuvenecimiento
Cicatrices

Estrías
Reducción adiposidad

ABDOMEN-CADERAS

Reducción adiposidad
Reafirmante
Cicatrices
Estrías

GLÚTEOS

Estrías
Reafirmante
Cicatrices
Drenaje linfático
Reducción adiposidad
Celulitis edematosa
Celulitis fibrosa
Celulitis esclerótica

ESPALDA

Reafirmante
Cicatrices
Masaje
Reducción adiposidad

MUSLOS Y PIERNAS

Estrías
Reafirmante
Cicatrices
Drenaje linfático
Reducción adiposidad
Celulitis edematosa
Celulitis fibrosa
Celulitis esclerótica
Masaje



ATLAS DE LOS TRATAMIENTOS



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFRECUENCIA



MIOFASCIALES



MODALIDAD MANOS LIBRES



BIPOLAR



PANTALLA A COLOR



PANTALLA TÁCTIL



ALIMENTACIÓN CON RED

En el **Área de Predefinidos-Estética**, también hay 13 programas predefinidos relacionados con patologías específicas que se concentran en 5 áreas de tratamiento diferentes

ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS	ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS
Drenaje linfático	1	Laxitud cutánea	
Adiposidad localizada		• Leve	1
• Pliegue < 4 cm	1	• Moderada	1
• Pliegue 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pliegue > 8 cm	1		
Tratamiento celulitis		Ringiovanimento viso-decollete	
• Celulitis leve	1	• Leve	1
• Celulitis moderada	1	• Moderada	1
• Celulitis grave	1	• Grave	1