

# RF CLINIC BODY

## RADIOFRÉQUENCE | 10 PROGRAMMES

RF CLINIC BODY EST UN APPAREIL INNOVANT QUI GÉNÈRE DES ONDES RADIOFREQUENCES POUR DES APPLICATIONS ESTHÉTIQUES, CONTRE LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU ET DU CORPS. IL FAVORISE AUSSI LA VASCULARISATION DES TISSUS DE LA PEAU, EN ÉLIMINANT LES INEXÉTISMES CAUSÉS PAR L'EXPOSITION AUX RAYONS SOLAIRES ET DU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU.


6 PEAU | 4 VISAGE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


<b>Écran</b>
Taille de la zone visible 2,6"
<b>Sortie</b>
1
<b>Tête</b>
1 Tête RF Clinic 100
<b>Puissance</b>
200W (50Ω)
<b>Fréquences d'émission</b>
De 470KHz à 2Hz
<b>Modalité de traitement</b>
Resistive
<b>Alimentation</b>
- Secteur - Batterie rechargeable (non incluse)
<b>Taille</b>
170x220x60 mm
<b>Poids</b>
920 gr

### EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de radiofréquence RF CLINIC BODY
- 1 Tête RF Clinic 100
- 1 Pot de crème conductrice 250 ml
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



SECTEUR



BATTERIE RECHARGEABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# RF CLINIC BODY

## RADIOFRÉQUENCE | 10 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### VISAGE

Rides Visage

---

Rides yeux

---

Acné Visage

---

Micro-Lifting Visage

#### PEAU

Rides Corps

---

Rides peau sensible

---

Micro-Lifting décolleté

---

Vergertures

---

Elasticité Peau

---

Collagène Bio-Skin