

# RF CLINIC PRO

## RADIOFRÉQUENCE | 30 PROGRAMMES

RF CLINIC PRO EST UN APPAREIL PROFESSIONNEL INNOVANT QUI GÉNÈRE DES ONDES RADIOFREQUENCES POUR DES APPLICATIONS ESTHÉTIQUES, CONTRE LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU DU CORPS. GRÂCE À LA NOUVELLE PIÈCE À MAIN, IL PEUT TRAITER ÉGALEMENT LA CELLULITE.

13 PEAU | 10 CELLULITE | 7 VISAGE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

#### Sortie

1

#### Tête

- 1 tête Ø 50 mm
- 1 tête RF Clinic 100

#### Puissance

200W (50Ω)

#### Fréquences d'émission

De 470KHz à 2MHz

#### Modalité de traitement

Resistive

#### Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable (non inclus)

#### Taille


170x220x60 mm

#### Poids

920 gr

### EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de radiofréquence RF CLINIC PRO
- 1 Tête RF Clinic 500
- 1 Tête RF Clinic 100
- 1 Pot de crème conductrice 250 ml
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



SECTEUR



BATTERIE RECHARGEABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# RF CLINIC PRO

## RADIOFRÉQUENCE | 30 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### VISAGE

Rides Visage

---

Rides yeux

---

Acné Visage

---

Micro-Lifting Visage

---

Couperose

---

Furuncles visage

---

Anti Age

#### PEAU

Acné peau

---

Rides Corps

---

Rides peau sensible

---

Micro-Lifting décolleté

---

Vergertures

---

Elasticité Peau

---

Collagène Bio-Skin

---

Cicatrices

---

Furuncles corps

---

Skin restructure

---

Skin smoothing

---

Raffermissment

---

Massage

#### CELLULITE

Lipolyse

---

Cellulite

---

Cellulite oedémateuse

---

Cellulite fibreuse

---

Culoite de cheval

---

Cellulite avec effet peau d'orange

---

Adiposité masculine abdomen

---

Adiposité masculine hanches

---

Adiposité masculine membres inf.

---

Adiposité masculine membres sup.