

# TECAR BEAUTY ELITE

## TECARTERAPIA ESTETICA

LA TECAR BEAUTY È UNA METODICA NON INVASIVA CHE CONTRASTA L'INVECCHIAMENTO E LE LASSITÀ CUTANEE. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE PRODOTTE DAL DISPOSITIVO PENETRANO NEL DERMA RILASCIANDO CALORE NEI TESSUTI. QUESTO FA SÌ CHE VENGA STIMOLATA LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE ED ELASTINA MIGLIORANDO VISIBILMENTE LA COMPATTEZZA DELLA PELLE. INOLTRE IL CALORE PRODOTTO AIUTA LA MICROCIRCOLAZIONE, FAVORENDO UNA MIGLIORE OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI. DISPOSITIVO PROFESSIONALE ADATTO A STUDI ESTETICI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza

50W ±10% Capacitivo

25W ±10% Resistivo

#### Frequenze di emissione

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,

1000kHz, 1200kHz, ± 10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

230V AC, 50-60Hz, 3,7A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6243

· 1 Unità di TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo













Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.



# TECAR BEAUTY ELITE

## TECARTERAPIA ESTETICA

### ELENCO PROGRAMMI ATLANTE ESTETICO

VISO	GLUTEI	ATLANTE DEI TRATTAMENTI
Rughe	Smagliature	 ATLANTE DEI TRATTAMENTI
Contorno Occhi	Rassodamento	 RESISTIVO
Cicatrici da Acne	Cicatrici	 CAPACITIVO
Lifting	Drenaggio linfatico	 MULTIFREQUENZA
Couperose	Riduzione adipe	 MIOFASCIALI
Massaggio Rilassante	Cellulite edematosa	 MODALITÀ MANI LIBERE
<b>DECOLLETE</b>	Cellulite fibrosa	 BIPOLARE
Lifting	Cellulite sclerotica	 DISPLAY A COLORI
Cicatrici	Massaggio	 DISPLAY TOUCH SCREEN
Rassodamento	<b>SCHIENA</b>	 ALIMENTAZIONE A RETE
<b>BRACCIO-MANO</b>	Rassodamento	
Rughe	Cicatrici	
Rassodamento	Massaggio	
Ringiovanimento	Riduzione adipe	
Cicatrici	<b>COSCE E GAMBE</b>	
Smagliature	Smagliature	
Riduzione adipe	Rassodamento	
<b>ADDOME-FIANCHI</b>	Cicatrici	
Riduzione adipe	Drenaggio linfatico	
Rassodamento	Riduzione adipe	
Cicatrici	Cellulite edematosa	
Smagliature	Cellulite fibrosa	
	Cellulite sclerotica	
	Massaggio	

Nell'Area Predefiniti-Estetica sono inoltre disponibili n° 13 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI	AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI
<b>Linfodrenaggio</b>	1	<b>Lassità cutanea</b>	
<b>Adiposità localizzate</b>		• Lieve	1
• Plica < 4 cm	1	• Moderata	1
• Plica 4-8 cm	1	• Grave	1
• Plica > 8 cm	1	<b>Ringiovanimento viso-decollete</b>	
<b>Trattamento cellulite</b>		• Lieve	1
• Cellulite lieve	1	• Moderata	1
• Cellulite moderata	1	• Grave	1
• Cellulite grave	1		