

MAGNETOVET 200 mit THERAPEUTISCHEM LAGER

MAGNETFELD THERAPIE

MAGNETOVET 200 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR MAGNETFELD THERAPIE, DAS EIN HOCHFREQUENTES ELEKTROMAGNETISCHES FELD ERZEUGEN KANN. DIE ERZEUGTEN IMPULSE HABEN EINE THERAPEUTISCHE UND REGENERATIVE WIRKUNG AUF DIE WICHTIGSTEN OSTEOARTIKULÄREN PATHOLOGIEEN DER TIERE. DA DAS MAGNETOVET 200 SEHR EINFACH ZU BENUTZEN IST, WIRD ES FÜR DIE HEIMSELBSTBEHANDLUNG VON CHRONISCHEN SCHMERZEN EMPFOHLEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE UND PFERD

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6", mit Hintergrundbeleuchtung

Kanäle

2

Erzeugbare Intensität

Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal mit flexiblen Solenoiden

Frequenz

Regulierbar von 5 bis 200Hz

Duty Cycle

Von 5% bis 50%, 5er Steps

Stromversorgung

- Stromnetz
- Batteriesatz (optional)

Abmessungen


100x160x35 mm

Gewicht

440 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät MAGNETOVET 200
- 1 Therapeutisches Lager 700x440 mm
- 1 flexible Solenoide 300x100 mm
- 1 Weiche Fleecedecke
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5620 Ohne mitgeliefertem therapeutischem Lager
- Cod. G6039 Therapeutisches Lager in Memory Foam 4 Spulen, 700x440mm für kleine Hunde und Katzen. Für große Hunde, 2 kleine Lager kaufen und sie mit dem Klettverschluss verbinden.



LAST 10



VERMIETUNG-FUNKTION



MULTI USER



1+1 FUNKTION



PROGRAMMIERBAR



STROMNETZVERSORGUNG

MAGNETOVET 200 mit THERAPEUTISCHEM LAGER

MAGNETFELDTHERAPIE

Rev. De_03_2021

PROGRAMMLISTE

HUND/KATZE

Brüche

Pseudarthrose

Wunden/Geschwüre

Osteoarthritis Hüfte

Osteoarthritis Knie

Osteoarthritis Ellbogen

Osteoarthritis Schulter

Spondylarthrose

Luxatione

Vernarbung

Ödem

Periphere

Entzündungsschmerzen

PFERD

Osteoarthritis

Wunden/Geschwüre

Diskopathie

Ödem