

# STIMVET 200

## ELEKTROTHERAPIE MIT 4 KANÄLEN

STIMVET200 IST EIN TRAGBARES ELEKTROSTIMULATIONSGERÄT, DAS FÜR DIE REHABILITATION DER MUSKELN UND DIE SCHMERZLINDERNDE BEHANDLUNG VON HUNDEN UND KATZEN GEEIGNET IST. DIE PROGRAMME FÜR DIE MUSKELVERSTÄRKUNG SIND SOWOHL FÜR TIERE GEEIGNET, DIE UNTER ATROPHIE LEIDEN, ALS AUCH FÜR SPORT-UND ARBEITSHUNDE, DIE IHRE SPORTLICHE LEISTUNG ERHÖHEN MÜSSEN. DIE TENS-STRÖME HINGEGEN, SIND ZUR BEHANDLUNG VON CHRONISCHEN BZW. AKUTEN SCHMERZEN GEEIGNET. SOMIT KANN DAS TIER BESSER HEILEN, OHNE MEDIKAMENTE EINZUNEHMEN.



SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND UND KATZE

### TECHNISCHE DATEN

<b>Display</b>
Größe 2,6", mit Hintergrundbeleuchtung
<b>Canali</b>
4 unabhängige (8 Elektroden)
<b>Frequenz</b>
1-150Hz
<b>Impulsamplitude</b>
50-450µs
<b>Intensität</b>
80mA pro Kanal
<b>Stromversorgung</b>
Akkupack
<b>Abmessungen</b>
100x160x35 mm
<b>Gewicht</b>
440 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät STIMVET 200
- 4 Gummibänder
- 2 graue Kabel für Mikroströme
- 4 bunte Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 4 viereckige Elektroden aus Silikon
- 4 rechteckige Elektroden aus Silikon
- 1 Gel: 260 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



- TENS** TENS
- MENS** MENS
- STIM TIME** RUN TIME
- LAST 10** LAST 10
- Favorites** FAVORITEN FUNKTION
- MULTI USER** MULTI USER
- PRO PROGRAMMABLE** PROGRAMMIERBAR
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** 2+2 FUNKTION
- Sys Syncro Stim** SYNCRO STIM
- BATTERIESATZ** BATTERIESATZ

# STIMVET 200

## ELEKTROTHERAPIE MIT 4 KANÄLEN

Rev. De\_03\_2021

### PROGRAMMLISTE

#### HUND

##### EMS

Erholung nach Eingriff am vorderen Kreuzband

Muskelkontraktionen

Vorbeugung Atrophie der Vorderbeine

Vorbeugung Atrophie der Hinterbeine

Vorbeugung Atrophie der Brust

Muskelverstärkung der Vorderbeine

Muskelverstärkung der Hinterbeine

Muskelverstärkung der Brust

Wobbler-Syndrom

##### TENS

Endorphinische TENS

Konventionelle schmerzstillende TENS

Anti-Akkommodation modulierte TENS

Postoperativer Schmerz

Schmerzen wegen Knochenbrüche

Osteoarthritis

Wobbler-Syndrom

Diskopathie

Spondylarthrose

Spinalkanalstenose

##### SPORT

Maximalkraft der Vorderbeine

Maximalkraft der Hinterbeine

Ausdauerkraft der Vorderbeine

Ausdauerkraft der Hinterbeine

Explosivkraft der Vorderbeine

Explosivkraft der Hinterbeine

Verspannungslösend

Lockerung

##### MIKROSTRÖME

Osteogenesis

Wundheilung

Knorpel

#### KATZE

##### EMS

Erholung nach Eingriff am vorderen Kreuzband

Muskelkontraktionen

Vorbeugung Atrophie der Vorderbeine

Vorbeugung Atrophie der Hinterbeine

Vorbeugung Atrophie der Brust

Muskelverstärkung der Vorderbeine

Muskelverstärkung der Hinterbeine

Muskelverstärkung der Brust

##### TENS

Endorphinische TENS

Konventionelle schmerzstillende TENS

Anti-Akkommodation modulierte TENS

Postoperativer Schmerz

Schmerzen wegen Knochenbrüche

Osteoarthritis

Diskopathie

Spondylarthrose

Spinalkanalstenose

##### MIKROSTRÖME

Osteogenesis

Wundheilung

Knorpel