

TECARVET 2000

DIATHERMIE

DAS MODELL TECARVET 2000 ENTHÄLT DIE GESAMTE QUALITÄT DER DIATHERMIE-GERÄTE VON GLOBUS IN EINER EINIGEN KLEINEN UND LEICHTEN MASCHINE. SOMIT KANN DAS GERÄT BEQUEM TRANSPORTIERT WERDEN UND IMMER DIESELBE EFFIZIENZ UND PROFESSIONALITÄT GEWÄHRLEISTEN. MIT DEM BIPOLAREN RESISTIVEN HANDSTÜCK KANN DIE VORBEREITUNG AUF DIE BEHANDLUNG BESCHLEUNIGT WERDEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND UND KATZE

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6", mit Hintergrundbeleuchtung

Leistung

50W, $\pm 10\%$

Emissionsfrequenz

470KHz, $\pm 10\%$

Anwendungsmethode

Resistiv bipolar

Stromnetzversorgung

- Stromnetz
- Akkupack

Abmessungen


170x220x60 mm

Gewicht

1100 gr

AUSSTATTUNG

- 1 professionellen Koffer
- 1 Gerät TECARVET 2000
- 1 bipolares Handstück di Ø mm 50
- 1 Gel: 260 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



-  RESISTIV
-  PROGRAMMIERBAR
-  BATTERIESATZ
-  STROMNETZVERSORGUNG

TECARVET 2000

DIATHERMIE

PROGRAMMLISTE

HUND/KATZE

Osteoarthritis

Muskelkontraktionen

Tendinopathie

Ödem