

TECARVET 4000

DIATHERMIE

DAS GERÄT TECARVET 4000 VERWENDET DIE DIATHERMIE, UM EINE EINZIGARTIGE THERAPEUTISCHE WIRKUNG AUF KLEINEN TIEREN, WIE HUND UND KATZE, ZU ERZEUGEN. DAS GERÄT KANN ENERGIE AUF ZWEI VERSCHIEDENE ARTEN ÜBERTRAGEN: KAPAZITIV UND RESISTIV. SOMIT KANN DIE BEHANDLUNG POSITIVE AUSWIRKUNGEN SOWOHL AUF TIEFE ALS AUCH OBERFLÄCHLICHE BIOLOGISCHE GEWEBE HABEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE UND PFERD

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe Touchscreen 4.3"

Leistung

160W, $\pm 20\%$

Emissionsfrequenz

400KHz, 470KHz, 700KHz, 1000KHz, $\pm 10\%$

Anwendungsmethode

Kapazitiv und resistiv

Kapazitive Elektroden

3 Größen \varnothing (30, 50, 70 mm)

Resistive Elektroden

3 Größen \varnothing (30, 50, 70 mm)

Stromnetzversorgung

100-240V AC, 50-60Hz, 1.8A

Abmessungen


170x220x60 mm

Gewicht

1100 gr

AUSSTATTUNG

- 1 professionellen Koffer
- 1 Gerät TECARVET 4000
- 1 Rückführelektrode (Platte)
- 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden \varnothing (30, 50, 70 mm)
- 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden \varnothing (30, 50, 70 mm)
- 1 Cremetopf: 250 ml
- 3 Gummibänder
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



- RESISTIV
- KAPAZITIV
- BIPOLAR
- MULTIUSER
- PROGRAMMIERBAR
- TOUCH SCREEN BILDSCHIRM
- STROMNETZVERSORGUNG

TECARVET 4000

DIATHERMIE

PROGRAMMLISTE

HUND/KATZE

Hämatome/Öde

Kapazitive Behandlung Osteoarthrose

Resistive Behandlung Osteoarthrose

Kapazitive Behandlung Osteoarthritis

Resistive Behandlung Osteoarthritis

Akute Muskelkontraktion

Chronische Muskelkontraktion

Akute Dorsalgie/Lumbalgie

Chronische Dorsalgie/Lumbalgie

Spondylarthros

PFERD

Hämatome/Öde

Osteoarthrose kapazitiv

Osteoarthrose resistiv

Osteoarthritis kapazitiv

Osteoarthritis resistiv

Akute Muskelkontraktion

Chronische Muskelkontraktion

Akute Dorsalgie/Lumbalgie

Chronische Dorsalgie/Lumbalgie

Spondylarthrose

Sehnenverletzungen

Triggerpunkte