

ULTRASOUNDVET 4000

ULTRASCHALLTHERAPIE

DIE THERAPIE MIT DEM GERÄT ULTRASOUNDVET 4000 IST FÜR DIE BEHANDLUNG VON SEHNENENTZÜNDUNGEN, MUSKEL- UND BANDBESCHWERDEN VON HUNDEN, KATZEN UND PFERDEN GEEIGNET. SIE WIRD AUSSERDEM BEI VERNARBTEN VERWACHSUNGEN UND STEIFHEIT IN DEN GELENKEN EINGESETZT. DIESES GERÄT ERZEUGT EINE THERMISCHE UND NICHT THERMISCHE MECHANISCHE STIMULATION, DIE ZUR HEILUNG DER BESCHÄDIGTEN MUSKELGEWEBE, SEHNEN, BÄNDER UND KNOCHEN BEITRÄGT.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE UND PFERD

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6", mit Hintergrundbeleuchtung

Ausgänge

1 mit Handstück, Ø 42 mm

Frequenz

1MHz und 3MHz

Leistung

3W/cm², ±20%

Duty Cycle

Von 10% bis 100%, Steps à 10%

Emission

Kontinuierlich und gespult

Modus

Direkter Kontakt und Immersion

Stromversorgung

- Stromnetz
- Batteriesatz (optional)

Abmessungen


170x220x60 mm

Gewicht

1370 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Handstück Ø 42 mm - IP 68
- 1 Gel: 260 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE

 PROGRAMMIERBAR

 STROMNETZVERSORGUNG

ULTRASOUNDVET 4000

ULTRASCHALLTHERAPIE

Rev. De_03_2021

PROGRAMMLISTE

HUND

Chronische Osteoarthritis

Akute Osteoarthritis

Oberflächliche Sehnenentzündung Phase 1

Oberflächliche Sehnenentzündung Phase 2

Tiefe Sehnenentzündung Phase 1

Tiefe Sehnenentzündung Phase 2

Bursitis

Vernarbte Verwachsungen

Muskelkontraktionen

KATZE

Chronische Osteoarthritis

Akute Osteoarthritis

Vernarbte Verwachsungen

Muskelkontraktionen

PFERD

Chronische Osteoarthritis

Akute Osteoarthritis

Oberflächliche Sehnenentzündung Phase 1

Oberflächliche Sehnenentzündung Phase 2

Tiefe Sehnenentzündung Phase 1

Tiefe Sehnenentzündung Phase 2

Bursitis

Vernarbte Verwachsungen

Muskelkontraktionen