

# MAGNETFELD THERAPIE

ARTHROSE - GELENKSCHMERZEN - OSTEOPOROSE - KNOCHENBRÜCHE



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE



---

## WICHTIGSTE HINWEISE

Die gepulsten elektromagnetischen Felder (PEMF), die von den **GLOBUS**-Geräten der Linie **Magnum** erzeugt werden, sind niederfrequente elektromagnetische Wellen, die in der Lage sind, die Mikrostruktur beschädigter bzw. schwacher Knochen- und Gelenkstrukturen zu verstärken.

Die Magnetfeldtherapie ist die Technologie, die bei häuslichen physiotherapeutischen Schmerzbehandlungen und Gelenkbeschwerden am meisten verwendet wird.

**GLOBUS** ist seit Jahren Marktführer dieser Technologie und Spezialist für die Herstellung zuverlässiger, wirksamer und einfach zu verwendender Geräte.

Alle Produkte sind zertifizierte Medizinprodukte und die voreingestellten Programme sind das Ergebnis einer kontinuierlichen und sorgfältigen Forschungsarbeit.

## ARTHROSE UND GELENKSCHMERZEN

Der elektromagnetische Impuls durchdringt die Gelenkstrukturen, reaktiviert den Knochen- und Gelenkknorpelstoffwechsel und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Die Studien zeigen eine sichtbare Reduzierung der Gelenksteifigkeit nach den ersten Behandlungen mit Magnetfeldern. Das Ergebnis ist eine schmerzlose und deutliche Verbesserung der täglichen Aktivitäten, sowie eine erhöhte Bewegungsfreiheit.

## FRAKTUREN UND VERLANGSAMTE HEILUNG VON FRAKTUREN

Die Magnetfeldtherapie unterstützt die Frakturheilung und verhindert das Auftreten von negativen Effekten, wie z.B. eine verlangsamte Heilung, die Osteonekrose oder die Notwendigkeit, eine OP zu wiederholen. Die Magnetfeldtherapie trägt außerdem zur deutlichen Schmerzlinderung nach einer Fraktur bei. Die Therapie kann auch oberhalb von Gipsen und Stützen durchgeführt werden.

## KNOCHENÖDEME

Die ersten Symptome eines Knochenödems sind starke Stechen und Schmerzen. Diese verbreitete Krankheit wird von der übermäßigen Flüssigkeitsansammlung in den Strukturen des betroffenen Knochens verursacht. Bei Knochenödem ist die Magnetfeldtherapie die von den Ärzten am meisten vorgeschriebene physiotherapeutische Behandlung. Die Behandlung mit Magnetfeldern bewirkt einen schmerzlindernden und entzündungshemmenden Effekt auf die betroffene Körperstelle und stimuliert die Regenerierung des Knochengewebes.

## ENTZÜNDUNGEN

Die Magnetfeldtherapie ist auch bei akuten Entzündungen (nach Trauma, Verstauchungen oder Operationen) oder chronischen Entzündungen (Sehnenentzündungen in den Schultern oder am Knie, Karpaltunnel, Epikondylitis usw.) sehr nützlich. Die Therapie fördert die funktionelle Erholung, ohne dafür entzündungshemmende Arzneimitteln nehmen zu müssen.



## SPITZENPRODUKTE

### MAGNUM 3500 PRO

- 70 PROGRAMME
- 4 AUSGANGSKANÄLE
- PERSONALISIERBARE FREQUENZ
- 2+2 FUNKTION: FÜHRT ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PROGRAMME GLEICHZEITIG DURCH, AUCH AUF ZWEI PERSONEN, MIT JEWEILS ZWEI KANÄLEN



### MAGNUM 3000 PRO

- 70 PROGRAMME
- 2 AUSGANGSKANÄLE
- PERSONALISIERBARE FREQUENZ
- 1+1 FUNKTION: FÜHRT ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PROGRAMME GLEICHZEITIG DURCH, AUCH AUF ZWEI PERSONEN, MIT JEWEILS EIN KANAL



#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 800 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### AUSSTATTUNG Cod. G5434

- 1 Koffer
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie
- 2 Flexible Solenoide
- 2 „Soft“ Solenoide
- 2 „Pocket Pro“ Solenoide
- 1 Matte „Soft 4“
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch

#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 400 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### BASIC AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch

#### KAUFOPTIONEN

- Code G5335 mit 2 flexiblen Solenoiden
- Code G5643 mit 2 „Soft“ Solenoiden
- Code G6034 mit 2 Pocket Pro“ Solenoiden

\* Magnetische Versorgungsintensität mit flexiblen Solenoiden

## STARK UND HANDHABBAR

### MAGNUM XL PRO

- 46 PROGRAMME
- 2 AUSGANGSKANÄLE
- ERSTELLUNG NEUER PROGRAMME
- DAS STÄRKSTE GERÄT AUF KOMPAKTER GRÖSSE



#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 400 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### BASIC AUSSTATTUNG

1 Tasche  
1 Gerät für Magnetfeldtherapie  
1 Magnum-Test  
1 Ladegerät  
1 Handbuch

#### KAUFOPTIONEN

Code G3956 mit 2 flexiblen Solenoiden  
Code G4278 mit 2 „Soft“ Solenoiden  
Code G6033 mit 2 „Pocket Pro“ Solenoiden

### MAGNUM 2500

- 52 PROGRAMME
- 2 AUSGANGSKANÄLE
- PERSONALISIERBARE FREQUENZ
- 1+1 FUNKTION: FÜHRT 2 PROGRAMME GLEICHZEITIG DURCH, AUCH AUF ZWEI PERSONEN, MIT JEWEILS 1 KANAL



#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 320 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### BASIC AUSSTATTUNG

1 Tasche  
1 Gerät für Magnetfeldtherapie  
1 Magnum-Test  
1 Ladegerät  
1 Handbuch

#### KAUFOPTIONEN

Code G5438 mit 1 flexiblen Solenoid  
Code G5645 mit 2 „Soft“ Solenoiden  
Code G6191 mit 2 „Pocket Pro“ Solenoiden

\* Magnetische Versorgungsintensität mit flexiblen Solenoiden

## EINFACHE VERWENDUNG

### MAGNUM XL

- 26 PROGRAMME
- 2 AUSGANGSKANÄLE
- ERSTELLUNG NEUER PROGRAMME



### MAGNUM L

- 8 PROGRAMME
- 1 AUSGANGSKANAL
- VERFÜGT ÜBER DIE WICHTIGSTEN PROGRAMME FÜR DIE AM MEISTEN VERBREITETEN PATHOLOGIEEN



#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 280 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### BASIC AUSSTATTUNG

1 Tasche  
1 Gerät für Magnetfeldtherapie  
1 Ladegerät  
1 Handbuch

#### KAUFOPTIONEN

Code G3216 mit 1 flexiblen Solenoid  
Code G4279 mit 2 „Soft“ Solenoiden

#### TECHNISCHE DATEN

Intensität: Ges. 120 durchschnittliche Gauß\*  
Frequenz: 5-200 Hz

#### AUSSTATTUNG Code G3947

1 Tasche  
1 Gerät für Magnetfeldtherapie  
1 Flexibles Solenoid  
1 Ladegerät  
1 Handbuch

\* Magnetische Versorgungsintensität mit flexiblen Solenoiden

## PROGRAMMTABELLE DER MAGNUM-LINIE

PROGRAMM	3500 PRO	3000 PRO	XL PRO	2500	XL	L
Algodystrophie / Morbus Sudeck	✓	✓	/	✓	/	/
Entzündungshemmend	✓	✓	/	✓	/	/
Arthritis	✓	✓	✓	✓	/	✓
Arthrose – Osteoarthritis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Knöchelverstauchung	✓	✓	✓	✓	/	/
Gelenkschmerzen	✓	✓	✓	✓	/	/
Knochenödeme	✓	✓	/	✓	/	/
Ödeme– Prellungeni	✓	✓	✓	✓	/	/
Epikondylitis/ Golferellenbogen	✓	✓	✓	✓	/	✓
Bruch mit Gips	✓	✓	*	✓	*	*
Brüche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirbelfusion	✓	✓	/	/	/	/
Knorpelschäden	✓	✓	✓	✓	/	/
Rückenschmerzen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonekrose	✓	✓	/	✓	/	/
Osteoporose	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomie	✓	✓	/	/	/	/
Nach Eingriff VKB	✓	✓	✓	✓	/	/
Prothese an die Hüfte / am Knie	✓	✓	✓	✓	/	/
Pseudarthrose	✓	✓	/	/	/	/
Verlangsamte Heilung von Frakturen	✓	✓	✓	✓	✓	/
Sehnenentzündungen Schulter / Rotatorenmanschette	✓	✓	✓	✓	✓	/
Sehnenentzündungen	✓	✓	✓	/	/	/
Karpaltunnel	✓	✓	✓	✓	✓	/
Geschwüre	✓	✓	/	/	/	/
Multifrequenz-Programm	✓	✓	/	1	/	/
Programm mit voreingestellter Frequenz	25	25	/	15	/	/
Nacht-Programme	3	3	/	/	/	/
Ästhetische Programme	/	/	14	/	10	/

\* Programm für „Frakturen/Brüche“ verwenden.

Einige Programme sind je nach Körperstelle geteilt. Für mehr Informationen, siehe im Datenblatt nach.



---

## WARUM DIE MAGNETFELD THERAPIE VON GLOBUS?



QUALITÄTSGARANTIE  
"MADE IN ITALY"



ZERTIFIZIERTE  
MEDIZINPRODUKTE



EINFACHE BEDIENUNG  
DANK DES NEUEN  
"EASY PROGRAM" MENÜS



TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG  
UNSERER EXPERTEN FÜR  
INFORMATIONEN ÜBER DIE  
VERWENDUNG DER PRODUKTE



EINES DER STÄRKSTEN  
ELEKTROMAGNETISCHEN  
FELDER IM HANDEL



FÜR ALLE  
FAMILIENMITGLIEDER  
GEEIGNET: SENIOREN  
UND JUGENDLICHE



IN MEHR ALS 1000  
VERKAUFSSTELLEN IN  
ITALIEN ERHÄLTlich



MÖGLICHKEIT, 19% DER  
AUSGABEN  
FÜR DEN KAUF VON  
MEDIZINPRODUKTEN  
ABZUZIEHEN

## ZUBEHÖR-PALETTE



G5988

**“POCKET PRO” SOLENOID**, mm 155x95, 2 SPULEN  
Sehr starkes und komfortables Solenoid.— Einfache Anwendung auf Gelenk und Wirbelsäule.  
Waschbares Gehäuse. Möglichst gepaart benutzen.

G6050

**POKET PRO“ GEHÄUSE**



G1407

**FLEXIBLES SOLENOID**, mm 300X100, 2 SPULEN  
Solenoid, das die Anwendung auf Gelenk (Knie, Knöchel, Schulter, Ellbogen, Handgelenk) und auf kleineren Körperstellen Fuß und Hand) vereinfacht.



G4275

**“SOFT” SOLENOID**, mm 120X120, 1 SPULE  
Weich und komfortabel, geeignet für Behandlungen auf empfindlichen und schmerzhaften Stellen.  
Möglichst gepaart benutzen.



G4276

**“SOFT4” MATTE**, mm 250X250, 4 SPULEN, 2 KANÄLE  
Zubehör, das die Behandlung auf Rücken, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule und Hüfte vereinfacht.



G1408

**FLEXIBLES SOLENOID**, mm 400X150, 4 SPULEN  
Solenoid, das vor allem für Behandlungen auf der Wirbelsäule geeignet ist.



G5878

**KIT HÜLLEN FÜR FLEXIBLE SOLENOIDE (10 STÜCK)**

G5879

**KIT HÜLLEN FÜR SOFT SOLENOID (10 STÜCK)**

Praktische Hüllen, um die Solenoide sauber aufzubewahren und Hygiene zu sichern.

# ZUBEHÖR-PALETTE



G0699

**BATTERIE SATZ**, 1800 mAh  
72 V NI-MH FÜR MAGNUM XL PRO, MAGNUM XL,  
MAGNUM L, MAGNUM 2500 UND MAGNUM 3000 PRO

G 1120

**BATTERIE SATZ**, 4000 mAh  
12 V AA NI-MH FÜR MAGNUM 3500 PRO

Für kurze Behandlungen ohne Stromanschluss.



## EINZELNE MATTE GRÖSSE mm 440X700

G5944

„MAT 100 MEMORY FOAM“ MATTE, 4 SOLENOIDE

G6048

EXTERNER BEZUG FÜR MAT 100 MEMORY FOAM

G6049

INTERNER BEZUG FÜR MAT 100 MEMORY FOAM

Empfohlen für Behandlungen an Wirbelsäule und Becken.



## MATRATZE, GRÖSSE mm 1760 X 700, ZUM VERBINDEN AN DIE GERÄTE FÜR MAGNETFELDTHERAPIE VOM GLOBUS

G5947

„TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM“ MATRATZE, 2 VON 4 AKTIVEN MATTEN

G5948

„TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM“ MATRATZE, 4 VON 4 AKTIVEN MATTEN

G5949

„TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM“ MATRATZE, 4 VON 4 AKTIVEN MATTEN, NUR MIT DEM MODELL MAGNUM 3500 PRO

Für längere Behandlungen auf mehreren Körperstellen geeignet.



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE



KAUFEN SIE ODER **VERMIETEN** SIE IHR GERÄT FÜR DIE MAGNETFELDTHERAPIE

DOMINO SRL - 31013 Codognè (TV) - ITALIEN - Tel. (+39) 0438.7933  
[globuscorporation.com](http://globuscorporation.com)



Dieses Informationsmaterial ist nur für Beschäftigten der Branche.  
Die gezeigten Merkmale und Abbildungen sind nicht verbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Für weitere Informationen über unsere Produkte oder Behandlungen, um die Videos unserer Produkte anzusehen oder einen Händler zu suchen, besuchen Sie unsere Webseite.