

GENESY 1500

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 414 PROGRAMME

PROFESSIONELLES GERÄT MIT 4 KANÄLEN FÜR DEN MEDIZINISCHEN UND REHABILITATIONSBEREICH. ES VERFÜGT ÜBER ALLE FÜR DIE REHABILITATIONSTHERAPIE, PHYSIOTHERAPIE UND MOTORISCHE REHABILITATION VERWENDETEN STRÖME.

92 MENÜS ELEKTROTHERAPIE (EMS/RUSSISCH) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
53 SPORT | 33 SCHMERZEN | 29 FITNESS | 23 MIKROSTROME | 16 SCHÖNHEIT | 11 REHAB | 9 DENERVIERT
6 INTERFERENZ | 3 INKONTINENZ | 1 IONTOPHORESE


TECHNISCHE DATEN

Display	Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"
Kanäle	4 unabhängige (8 Elektroden)
Frequenz	0,3-150 Hz *
Impuls-Breite	40-450 µs *
Intensität	0-120 mA pro Kanal
Stromversorgung	- Stromnetz - Wiederaufladbare Batterie
Abmessungen	100x160x35 mm
Gewicht	450 gr

* Je nach Stromart




CE
0476



AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator GENESY 1500
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 2 Kabel für Mikroströme und Iontophorese
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| TENS TENS | PRO PROGRAMMIERBAR |
| MENS MENS | STIM STIM LOCK |
| IONO IONO | 2+2 2 +2 FUNKTION |
| 3S 3S | MY MY TRAINER |
| AN ACTION NOW | AUTO AUTO STIM |
| SPRINT RUN TIME | SyS SYNCRO STIM |
| Last10 LAST 10 | Work WORK TIME |
| Favorites FAVORITEN FUNKTION | Strom STROMNETZVERSORGUNG |
| MULTI MULTI USER | Batterie WIEDERAUFLADBARE BATTERIE |

GENESY 1500

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 414 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

REHAB

Geschwollene Knöchel

Atrophie

Hemiplegie Arme

Hemiplegie Beine

Erholung nach Eingriff vorderen Kreuzband

Funktionelle Wiederherstellung

Rehabilitation Knöchel

Rehabilitation Bein

Muskelkrämpfe

Vorbeugung Subluxation Schulter

Verstärkung Vastusmedialis-muskel

Agonist/ Antagonist

Point Pen

Muskelverstärkung

DOLORE

Hochfrequenter schmerzlindernder Tens

Niederfrequenter, schmerzlindernder Tens

Endorphinische Tens

Knieschmerzen

Postoperativer Schmerz

Chronischer Schmerz

Schulter-Schmerzen (Schultergelenk-Syndrome)

Karpaltunnel

Schmerzen Trapezmuskel

Osteoarthritis Knie

Entzü. Rotatorenmanschetten

Muskelschmerzen

Nervenkompression

Wirbelsäule-Schmerzen durch Kompression

Osteoarthritis

Osteoarthritis Wirbelsäule

Osteoporose Wirbelsäule

Osteoarthritis Hüfte

Osteoarthritis Knöchel

Schmerzen wegen Muskeln-und-Sehnenverletzung

Postoperativer Schmerz

Ischiassyndrom

Chronische Lumbalgie

Nackenschmerzen

Starke Schmerzen nach Leistenbruch-OP

Bursitis-Sehnenentzündungen

Muskelschädigungen

Knochenbrüchen

Schleudertrauma

Epikondylitis

Menstruationsbeschwerden

Konventionelle schmerzstillende Tens

Schmerzlindernder Tens, moduliert

IONTOPHORESE

Iontophorese

INKONTINENZ

Gemischte Inkontinenz

Stress-Inkontinenz

DRANG-Inkontinenz

MIKROSTRÖME

Epikondylitis

Schultergelenk-Periarthritis

Wiederherstellung von Muskeln

Prellung

Ödem

Hautgeschwüre

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Brachialgie

Starke Schmerzen

Gelenkschmerzen

Genickstarre

Schleudertrauma

Zervikale Spondylose

Schulterverstauchung

Karpaltunnel

Knie-Verstauchung

Osteoarthritis Knie

Knöchelverstauchung

Entzündung der Patellasehne

Entzündung der Patellasehne

Entzündung der Rotatorenmanschetten

Sehnenentzündung

DENERVIERT

Dreieckstrom 1

Dreieckstrom 2

Dreieckstrom 3

Trapezstrom 1

Trapezstrom 2

Trapezstrom 3

Rechteckstrom 1

Rechteckstrom 2

Rechteckstrom 3

INTERFERENZSTRÖME

Osteoarthritis Knie

Akute Lumbalgie

Nackenschmerzen

Chronische Lumbalgie

Schultersteife

Postoperativer Schmerz

SPORT

Kapillarisation

Aufwärmen

Aufwärmen vor dem Rennen

Aktive Erholung

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Aerobe Ausdauer

Reaktionsfähigkeit

Erholung nach dem Rennen

Verspannungslösung

Hypertrophie

FITNESS

Straffung

Straffung Bio-Pulse

Modellierung

Modellierung Bio-Pulse

Toning

Erhöhung Muskelmasse

Body sculpting

Shaping

Jogging

Anaerobe Fitness

Aerobe Fitness

Vorbeugung Krämpfe

SCHÖNHEIT

Entwässerung

Lipolyse

Straffende Massage

Verbesserung Hautton

Bindegewebsmassage

Postnatale Drainage

Postnatale Lipolyse

Postnatale Straffung

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

Die „3S Programmliste“ umfasst 54 Parameter-Kombinationen. Die 3S Programme zeichnen sich durch eine Aktivierungsverzögerung der Kanäle 3 und 4 im Gegensatz zu den Kanälen 1 und 2. Die Serial Sequential Stimulation ermöglicht es, die Muskulatur in kinetischer Kette zu stimulieren, dank unterschiedlicher Aktivierungszeiten der betroffenen Muskelgruppen.

ACTION NOW

Die Liste der Action Now-Programme“ umfasst 84 Parameter-Kombinationen.

ELEKTROTHERAPIE

Die „Elektrotherapie Programmliste“ umfasst 48 Parameter-Kombinationen für EMS und 44 Russische (KOTZ).