

GENESY 3000

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 423 PROGRAMME

PROFESSIONELLES SPITZENGERÄT MIT 4 KANÄLEN FÜR DIE REHABILITATION, INSBESONDERE FÜR DIE BEHANDLUNG DER HÄUFIGSTEN MUSKULOSKELETALEN PATHOLOGIEEN.

236 MENÜ ELEKTROTHERAPIE (EMS/RUSSISCH) | 53 SPORT | 33 SCHMERZEN | 29 FITNESS | 23 MIKROSTROEME
16 SCHÖNHEIT | 11 REHAB | 9 DENERVIERT | 9 INTERFERENZ | 3 INKONTINENZ | 1 IONTOPHORESE

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Intensität

0-120 mA pro Kanal

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

170x220x60 mm


Gewicht

1,120 Kg


* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator GENESY 3000
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 2 Kabel für Mikroströme und Iontophorese
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 2 Elektroden für Iontophorese + 2 Bänder
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 3000

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 423 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

REHAB

- Geschwollene Knöchel
- Atrophie
- Hemiplegie Arme
- Hemiplegie Beine
- Erholung nach Eingriff vorderen Kreuzband
- Funktionelle Wiederherstellung
- Rehabilitation Knöchel
- Rehabilitation Bein
- Muskelkrämpfe
- Vorbeugung Subluxation Schulter
- Verstärkung Vastusmedialis-muskel
- Agonist/ Antagonist
- Point Pen
- Muskelverstärkung

SCHMERZ

- Hochfrequenter schmerzlindernder Tens
- Niederfrequenter, schmerzlindernder Tens
- Endorphinische Tens
- Knieschmerzen
- Postoperativer Schmerz
- Chronischer Schmerz
- Schulter-Schmerzen (Schultergelenk-Syndrome)
- Karpaltunnel
- Schmerzen Trapezmuskel
- Osteoarthritis
- Osteoarthritis Knie
- Entz. Rotatorenmanschetten
- Muskelschmerzen
- Nervenkompression
- Wirbelsäule-Schmerzen durch Kompression
- Osteoarthritis Wirbelsäule
- Osteoporose Wirbelsäule
- Osteoarthritis Hüfte
- Osteoarthritis Knöchel
- Schmerzen wegen Muskeln-und-Sehnenverletzung
- Postoperativer Schmerz
- Ischiassyndrom
- Chronische Lumbalgie
- Nackenschmerzen
- Starke Schmerzen nach Leistenbruch-OP
- Bursitis- Sehnenentzündungen
- Muskelschädigungen
- Knochenbrüchen
- Schleudertrauma
- Epikondylitis

Menstruationsbeschwerden

- Konventionelle schmerzstillende Tens
- Schmerzlindernder Tens, moduliert

IONTOPHORES

Iontophorese

INKONTINENZ

- Gemischte Inkontinenz
- Stress-Inkontinenz
- DRANG-Inkontinenz

MIKROSTRÖME

- Epikondylitis
- Schultergelenk-Periarthritis
- Wiederherstellung von Muskeln
- Prellung
- Ödem
- Hautgeschwüre
- Ischiassyndrom
- Lumbalgie
- Brachialgie
- Starke Schmerzen
- Gelenkschmerzen
- Genickstarre
- Schleudertrauma
- Zervikale Spondylose
- Schulterverstauchung
- Karpaltunnel
- Knie-Verstauchung
- Osteoarthritis Knie
- Knöchelverstauchung
- Entzündung der Patellasehne
- Entzündung der Patellasehne
- Entzündung der Rotatorenmanschetten
- Sehnenentzündung

DENERVIERT

- Dreieckstrom 1
- Dreieckstrom 2
- Dreieckstrom 3
- Trapezströme 1
- Trapezstrom 2
- Trapezstrom 3
- Rechteckstrom 1
- Rechteckstrom 2
- Rechteckstrom 3

ELEKTROTHERAPIE

Die „Elektrotherapie Programmliste“ umfasst 192 Parameter-Kombinationen für EMS und 44 Russische (KOTZ).

INTERFERENZSTRÖME

- Osteoarthritis Knie
- Akute Lumbalgie
- Nackenschmerzen
- Chronische Lumbalgie
- Schultersteife
- Postoperativer Schmerz Knie
- Wirbelfraktur-Schmerzen
- Postoperativer Ödeme Knie
- Wunden

SPORT

- Kapillarisation
- Aufwärmen
- Aufwärmen vor dem Rennen
- Aktive Erholung
- Maximalkraft
- Ausdauerkraft
- Explosivkraft
- Aerobe Ausdauer
- Aerobe Ausdauer
- Erholung nach dem Rennen
- Verspannungslösend
- Hypertrophie

FITNESS

- Straffung
- Straffung Bio-Pulse
- Modellierung
- Modellierung Bio-Pulse
- Toning
- Erhöhung Muskelmasse
- Body sculpting
- Shaping
- Jogging
- Anaerobe Fitness
- Aerobe Fitness
- Vorbeugung Krämpfe

SCHÖNHEIT

- Entwässerung
- Lipolyse
- Straffende Massage
- Verbesserung Hautton
- Bindegewebsmassage
- Postnatale Drainage
- Postnatale Lipolyse
- Postnatale Straffung