

GENESY 600

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 149 PROGRAMME

PROFESSIONELLES GERÄT MIT 4 KANÄLEN FÜR ANSPRUCHVOLLE BENUTZER UND PROFIS DER REHABILITATION.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 SCHMERZEN | 12 MIKROSTROMMEI | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB
7 ACTION NOW | 3 DENERVIERT | 1 INKONTINENZ | 1 IONTOPHORESE

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Intensität

0-120 mA pro Kanal

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

450 gr

* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator GENESY 600
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 2 Kabel für Mikroströme und Iontophorese
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



TENS TENS

MENS MENS

IONO IONO

3S 3S

ACTION NOW ACTION NOW

RUN TIME RUN TIME

LAST 10 LAST 10

FAVORITEN FUNKTION FAVORITEN FUNKTION

MULTI USER MULTI USER

PROGRAMMIERBAR PROGRAMMIERBAR

STIM LOCK STIM LOCK

2+2 2+2 FUNKTION

MY TRAINER MY TRAINER

AUTO STIM AUTO STIM

SYNCHRO STIM SYNCHRO STIM

WORK TIME WORK TIME

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 600

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 149 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

REHAB

Geschwollene Knöchel

Atrophie

Hemiplegie Arme

Hemiplegie Beine

Erholung nach Eingriff vorderen Kreuzband

Funktionelle Wiederherstellung

Rehabilitation Knöchel

Rehabilitation Bein

Muskelkrämpfe

Vorbeugung Subluxation Schulter

Verstärkung Vastusmedialis-muskel

Agonist/ Antagonist

Point Pen

Muskelverstärkung

SCHMERZ

Konventionelle schmerzstillende Tens

Schmerzlindernder Tens, moduliert

Niederfrequenter, schmerzlindernder Tens

Endorphinische Tens

Knieschmerzen

Menstruationsbeschwerden

Postoperativer Schmerz

Chronischer Schmerz

Schulter-Schmerzen (Schultergelenk- Syndrome)

Karpaltunnel

Schmerzen Trapezmuskel

Entz. Rotatorenmanschetten

Muskelschmerzen

Ischiassyndrom

Chronische Lumbalgie

Nackenschmerzen

Bursitis- Sehnenentzündungen

Knochenbrüchen

Epikondylitis

Osteoarthritis

IONTOPHORESE

Iontophorese

INKONTINENZ

Gemischte Inkontinenz

MIKROSTRÖME

Epikondylitis

Schultergelenk-Periarthritis

Prellung

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Starke Schmerzen

Gelenkschmerzen

Genickstarre

Schleudertrauma

Schulterverstauchung

Knie-Verstauchung

Sehnenentzündung

DENERVIERT

Dreieckig (niedriges Denervierungsniveau)

Dreieckig (mittleres Denervierungsniveau)

Dreieckig (hohes Denervierungsniveau)

SPORT

Kapillarisation

Aufwärmen

Aufwärmen vor dem Rennen

Aktive Erholung

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Aerobe Ausdauer

Reaktionsfähigkeit

Erholung nach dem Rennen

Verspannungslösend

Hypertrophie

FITNESS

Straffung

Straffung Bio-Pulse

Modellierung

Modellierung Bio-Pulse

Toning

Erhöhung Muskelmasse

Body Sculpting

Shaping

Jogging

Anaerobe Fitness

Aerobe Fitness

Vorbeugung Krämpfe

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

Die „3S Programmliste“ umfasst 12 Parameter-Kombinationen.

Die 3S Programme zeichnen sich durch eine Aktivierungsverzögerung der Kanäle 3 und 4 im Gegensatz zu den Kanälen 1 und 2.

Die Serial Sequential Stimulation ermöglicht es, die Muskulatur in kinetischer Kette zu stimulieren, dank unterschiedlicher Aktivierungszeiten der betroffenen Muskelgruppen.

ACTION NOW

Die Liste der Action Now-Programme umfasst 7 Parameter-Kombinationen.

„Action Now Programme“ sind besonders nützlich, um eine elektrische Stimulation mit einer freiwilligen Reaktion zu verknüpfen und synchronisieren.