

ELITE SII

ELEKTROTHERAPIE 2 KANÄLE | 100 PROGRAMME

DAS ZWEIKANALIGE GERÄT FÜR JEDE BEDÜRFNISSE.


44 FITNESS, SCHÖNHEIT, WOHLHABEN | 30 SPORT | 16 TENS | 6 PRÄVENTION | 3 REHAB | 1 INKONTINENZ

TECHNISCHE DATEN

Display
Größe des sichtbaren Bereiches 2,5"
Kanäle
2 unabhängige (4 Elektroden)
Frequenz
1-150 Hz
Impuls-Breit
50-400 µs
Intensität
0-100 mA pro Kanal
Stromversorgung
Wiederaufladbare Batterie
Abmessungen
80x130x25 mm
Gewicht
220 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasch
- 1 Stimulator ELITE SII
- 2 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



- TENS** TENS
- PRO** PROGRAMMIERBAR
- SyS** SYNCRO STIM
- WIEDERAUFLADBARE BATTERIE**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PROGRAMMLISTE

SPORT

Demo
Motor Point Pen
Beine Aufwärmen
Beine Aufwärmen vor dem Rennen
Maximalkraft Beine
Ausdauerkraft Beine
Explosivkraft Beine
Reaktivität-Beine
Kapillarisation-Beine
Aktive Erholung Beine
Abkühlung Beine
Endurance Beine
Verspannungslösend Beine
Maximalkraft Bauchmuskeln
Ausdauerkraft Bauchmuskeln
Aktive Erholung Bauchmuskeln
Abkühlung Bauchmuskeln
Kapillarisation Bauchmuskeln
Muskelentspannend Bauchmuskeln
Aufwärmen Arme
Aufwärmen für Wettkampf Arme
Maximalkraft Arme
Ausdauerkraft Arme
Explosivkraft Arme
Reaktivität Arme
Kapillarisation Arme
Aktive Erholung Arme
Abkühlung Arme
Endurance Arme
Muskelentspannend Arme

TENS UND SCHMERZEN

Konventionelle schmerzstillende Tens
Endorphinische Tens
Sehnenentzündung Rotatorenmanschetten
Muskelschmerzen
Osteoarthritis Knie
Postoperativer Schmerz
Muskelschädigung
Nackenschmerzen
Trapezmuskel-Schmerzen
Ischiassyndrom
Lumbalgie
Epikondylitis
Schultergelenk-Periarthritis
Karpaltunnel
Osteoarthritis
Menstruationsbeschwerden

FITNESS, SCHÖNHEIT, WOHLHABEN

Lipolyse Anti-Cellulite Beine
Anti-Cellulite Lipolyse Gesäß und Hüfte
Anti-Cellulite Lipolyse Bauchband
Anti-Cellulite Lipolyse Arme
Dränage Beine
Dränage Gesäß und Hüfte
Dränage Bauchband
Entwässerung Arme
Straffung Beine
Straffung Gesäß und Hüfte
Straffung Bauchband
Straffung Arme
Toning Beine
Toning Rückenmuskulatur
Toning Gesäß und Hüfte
Straffung Bauchband
Straffung Arme
Modellierung Beine
Modellierung Gesäß und Hüfte
Modellierung Bauchband
Gefäßversorgung Beine
Gefäßversorgung Arme
Lipostress Beine
Lipostress Gesäß
Lipostress Hüfte
Lipostress Bauchband
Lipostress Arme
Erhöhung Muskelmasse Beine
Erhöhung Muskelmasse Arme
Postnatale Dränage Bauchband
Postnatale Bauchband-Lipolyse
Postnatale Bauchband-Straffung
Definition Bauchband Mann
Definition Brustmuskeln Mann
Erhöhung Muskelmasse Beine Frau
Erhöhung Muskelmasse Arme Frau
Geschwollene Arme
Geschwollene Beine
Straffende Massage Beine
Gesicht-Schönheit 1
Gesicht-Schönheit 2
Straffung Brust 1
Straffung Brust 2

PRÄVENTION

Prävention Knöchel
Prävention Knie
Prävention Oberschenkelmuskel
Rehabilitation Schulter
Prävention Schulter
Prävention Ellbogen

REHAB

Atrophie Oberschenkelmuskel mit Knieprothese
Vorbeugung Subluxation Schulter

Flexor-extensor Knöchel

INKONTINENZ

Gemischte Inkontinenz