

ACTIVA 700

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 271 PROGRAMME

GERÄT FÜR SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN MIT SPEZIFISCHEN PROGRAMMEN FÜR STRAFFUNG, TONING UND VERJÜNGUNG. DANK DEM BESONDEREN G-TRODE-HANDSTÜCK (IN DER AUSSTATTUNG ENTHALTEN) IST ACTIVA 700 DAS SPITZENPRODUKT DER ELEKTROSTIMULATIONSGERÄTE.

60 SCHÖNHEIT | 58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 SPORT SONDERPROGRAMME
13 FALTEN- HAUT | 12 MIKROSTROEME | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INKONTINENZ

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Intensität

0-120 mA pro Kanal

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

454 gr

* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Stimulator ACTIVA 700
- 1 G-Trode Handstück
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 2 Kabel für Mikroströme und Iontophorese
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Gel
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



- TENS TENS
- MENS MENS
- 3S 3S
- SPAIN TIME RUN TIME
- Last10 LAST 10
- Favorites FAVORITEN FUNKTION
- MULTI USER MULTI USER
- PRO PROGRAMMIERBAR
- STIM LOCK
- 2+2 2 +2 FUNKTION
- MY TRAINER MY TRAINER
- AUTO STIM
- SyS SYNCRO STIM
- Work Time WORK TIME
- WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

ACTIVA 700

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 271 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

FITNESS

Straffung

Straffung Bio-Pulse

Modellierung

Modellierung Bio-Pulse

Toning

Erhöhung Muskelmasse

Body Sculpting

Shaping

Jogging

Anaerobe Fitness

Aerobe Fitness

Vorbeugung Krämpfe

SCHÖNHEIT

Drainage

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Postnatale Lipolyse

Relax Bio-Pulse Massage

Straffende Massage

Energetische Massage

Bindegewebsmassage

Geschwollene Arme

Gesicht-Kapillarisation

Shaping

Linie

Verbesserung Hautton

Postnatale Drainage

Postnatale Straffung

Bruststraffung

Brust-Modellierung

SPORT

Kapillarisation

Aufwärmen

Aufwärmen vor dem Rennen

Aktive Erholung

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Reaktionsfähigkeit

Erholung nach dem Rennen

Hypertrophie

SPORT SONDERPROGRAMME

Rennen

Ski

Golf

REHAB

Atrophie Oberschenkelmuskel (mit Knieprothese)

Erholung nach Eingriff vorderen Kreuzband

Vorbeugung Subluxation Schulter

TENS UND SCHMERZEN

Konventionelle schmerzstillende Tens

Schmerzlindernde Tens, moduliert

Endorphinische Tens

Menstruationsbeschwerden

Chronischer Schmerz

Nackenschmerzen

Muskelschmerzen

Knieschmerzen

Schulter-Schmerzen (Schultergelenk- Syndrome)

Chronische Lumbalgie

Bursitis-Sehnenentzündungen

Osteoarthritis

FALTEN- HAUT G-PULSE

Brust-Microlifting

Décolleté-Microlifting

Gesicht- Microlifting

Haut Elastizität

Zellulitis- Unvollkommenheiten

Bioskin-Kollagen

Falten

Augenfalten

Schweifalten

Dehnungsstreifen

Nagelverstärkung

Bio-Peeling

Hämatom

MIKROSTRÖME

Epikondylitis

Schultergelenk-Periarthritis

Prellung

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Starke Schmerzen

Gelenkschmerzen

Genickstarre

Schleudertrauma

Schulterverstauchung

Knie-Verstauchung

Sehnenentzündung

INKONTINENZ

Gemischte Inkontinenz

Stress-Inkontinenz

DRANG- Inkontinenz

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

Die „3S Programmliste“ umfasst 36 Parameter-Kombinationen.

Die 3S Programme zeichnen sich durch eine Aktivierungsverzögerung der Kanäle 3 und 4 im Gegensatz zu den Kanälen 1 und 2.

Die Serial Sequential Stimulation ermöglicht es, die Muskulatur in geschlossener kinetischer Kette zu stimulieren, dank unterschiedlicher Aktivierungszeiten der betroffenen Muskelgruppen.