

LIPOZERO EXCEL

ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 7 PROGRAMME

LIPOZERO EXCEL GEHÖRT ZUR HOME CARE LINIE VON GLOBUS UND ES WURDE ENTWICKELT, UM DIREKT ZU HAUSE PROFESSIONELLE ÄSTHETISCHE BEHANDLUNGEN DURCHZUFÜHREN. DAS TRAGBARE DESIGN UND DIE EINFACHE GRAFIK DES MENÜS MACHEN DIESES GERÄT BESONDERS GEEIGNET FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND KANN DESWEGEN PROBLEMLOS AUCH VON UNERFAHRENEN PERSONEN BENUTZT WERDEN. LIPOZERO EXCEL KANN ZUR BEHANDLUNG VON ZELLULITIS UND FETTANSAMMLUNG VERWENDET WERDEN.

5 SCHÖNHEIT | 2 ZELLULITIS

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Ausgänge

1

Handstück

1 Handstück Ø mm 42 - IP68

Leistung

1,2 W/cm² ± 20%

Versorgungsfrequenz

3 MHz

Emission

Kontinuierlich und gespult

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen



100x160x35 mm

Gewicht

270 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Ultraschall LIPOZERO EXCEL
- 1 3 MHz -Handstück
- 1 Gel
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



STROMNETZVERSORGUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

LIPOZERO EXCEL

ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 7 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

SCHÖNHEIT

Dehnungsstreifen

Dränage

Massage

Modellierung

Wirkstoff-Auftragung

CELLU-LYSE

Stoßwelle

Zellulitis