

LIPOZERO G39

ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 49 PROGRAMME

DAS LIPOZERO G39 IST EIN PROFESSIONELLES GERÄT FÜR DIE ULTRASCHALL-LIPOLYSE. ES EIGNET SICH NICHT NUR FÜR DIE FETTREDUZIERUNG, SONDERN AUCH ZUR MINDERUNG VON CELLULITE. DANK DER UNTERSCHIEDLICHEN FREQUENZSTUFEN UNSERER PROGRAMME, KÖNNEN WIR EIN OPTIMALES ERGEBNIS BEI JEDER BEHANDLUNG GARANTIEREN.

10 MF-PLUS | 10 BEAUTY | 10 HAUT | 6 CAVIMAX 150 kHz | 5 ADIPOSITAS MOBILISIERUNG NorAd-526
4 ADIPOSITAS BEI MÄNNERN | 4 ULTRACAV 39 kHz

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Ausgänge

1

Handstück

- 1 Handstück Ø mm 50 - IP68
- 1 Handstück Ø mm 42 - IP68

Leistung

3 W/cm² ± 20%

Versorgungsfrequenz

3 MHz - 1 MHz - 526 KHz - 150 KHz - 39 KHz

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen


170x220x60 mm

Gewicht

920 gr

LIEFERUMFANG

- 1 Koffer
- 1 Ultraschall LIPOZERO G39
- 1 Multifrequenz-Handstück, Ø 42 mm - IP68
- 1 Handstück Kavitationskopf 39KHz Ø 50 mm - IP68
- 1 Gel
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE



STROMNETZVERSORGUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

LIPOZERO G39

ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 49 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

ULTRACAV 39KHZ

Total body 3-6 cm

Total body >6 cm

Oberschenkel/Gesäß 3-6 cm

Oberschenkel/Gesäß >6 cm

CAVIMAX 150KHZ

Lipolyse

Lipolyse Bauch

Zellulitis

Ödematös Zellulitis

Fibrös Zellulitis

Cellulite mit Orangenhaut Effekt

MF-PLUS

Lipolyse

Zellulitis

Ödematös Zellulitis

Fibrös Zellulitis

Culotte de cheval

Zellulitis mit Orangenhaut Effekt

Adipositas Mann Bauch

Adipositas Mann Hüfte

Adipositas Mann untere Extremitäten

Adipositas Mann obere Extremitäten

ADIPOSITAS MOBILISIERUNG NorAd-526

Lipolyse-NorAd-526

Zellulitis- NorAd-526

Adipositas - NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSITAS BEI MÄNNERN

Adipositas Bauch

Adipositas Hüfte

Adipositas untere Extremitäten

Adipositas obere Extremitäten

BEAUTY

Toning

Massage

Modellierung

Modellierung Beine

Modellierung Bauch

Drainage

Drainage Beine

Drainage Arme

Dehnungsstreifen

Aktive Wirkstoff Einbringung

HAUT

Akne

Gesichtslifting

Faltenbehandlung

Narben

Couperose

Körperflecken

Gesichtsflecken

Hautrestrukturierung

Hautglättung

Photoaging