

# LIPOZERO G800

## ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 30 PROGRAMME

GERÄT FÜR DIE PROFESSIONELLE ÄSTHETIK, GEEIGNET FÜR DIE BEKÄMPFUNG VON ZELLULITIS UND LOKALISIERTEN ADIPOSITAS UND ZUR VERBESSERUNG DES AUSSEHEN DER HAUT.  
DIE FUNKTION, ENERGIE MIT UNTERSCHIEDLICHEN FREQUENZEN ZU ERZEUGEN ERMÖGLICHT ES, SPEZIFISCHE UND EFFIZIENTE BEHANDLUNGEN DURCHFÜHREN.

10 MF-PLUS | 10 SCHÖNHEIT | 10 HAUT

### TECHNISCHE DATE

#### Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

#### Ausgänge

1

#### Handstück

1 Handstück Ø mm 42 - IP68

#### Leistung

- 3 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1,3 MHz e 3 MHz  
- 1,5 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1 MHz e 800 KHz

#### Versorgungsfrequenz

3 MHz - 1,3 MHz - 1 MHz - 800 KHz

#### Emission

Kontinuierlich und gespult

#### Stromversorgung

- Stromnetz  
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

#### Abmessungen


170x220x60 mm

#### Gewicht

920 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Ultraschall LIPOZERO G800
- 1 Multifrequenz-Handstück, Ø 42 mm - IP68
- 1 Gel
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE

In Übereinstimmung mit dem interministeriellen Erlass Nr. 206/2015, ist das Gerät für die Verwendung in Kosmetik-Studios geeignet.



 STROMNETZVERSORUNG

 WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# LIPOZERO G800

## ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 30 PROGRAMME

### PROGRAMMLISTE

#### MF-PLUS

Lipolyse

---

Zellulitis

---

Ödematöse Zellulitis

---

Fibröse Zellulitis

---

Culotte de Cheval

---

Orangenhaut

---

Adipositas Bauch Mann

---

Adipositas Hüfte Mann

---

Adipositas Arme Mann

---

Adipositas Beine Mann

---

#### BEAUTY

Straffung

---

Massage

---

Modellierung

---

Modellierung Beine

---

Modellierung Bauch

---

Drainage

---

Drainage Arme

---

Drainage Beine

---

Dehnungsstreifen

---

Wirkstoff-Auftragung

---

#### HAUT

Akne

---

Facelifting

---

Faltenbehandlung

---

Narben

---

Couperose

---

Gesicht- Furunkeln

---

Körper- Furunkeln

---

Skin restructure

---

Skin smoothing

---

Photoaging

---