

# MEDISOUND 3000

## ULTRASCHALLTHERAPIE | 49 PROGRAMME

SPITZENPRODUKT FÜR PHYSIOTHERAPIE-PRAXIS UND KRANKENHÄUSER. KOMPAKTES GERÄT, EINFACH ZUM TRAGEN.

31 ÄSTHETIK | 18 GESUNDHEIT

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

#### Ausgänge

1

#### Handstück

1 Handstück Ø 42 mm - IP68

#### Leistung

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Kontakt-Verwaltung

Ja

#### Versorgungsfrequenz

3 MHz und 1 MHz

#### Emission

Kontinuierlich und gespult

#### Duty Cycle

10%-100%

#### Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

#### Abmessungen



170x220x60 mm

#### Gewicht

870 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Ultraschall-Gerät MEDISOUND 3000
- 1 Handstück
- 1 Gel
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE  
0476



PROGRAMMIERBAR



STROMNETZVERSORGUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MEDISOUND 3000

## ULTRASCHALLTHERAPIE | 49 PROGRAMME

### PROGRAMMLISTE

#### GESUNDHEIT

Brüche
Handgelenkbruch
Stressfrakturen am Schienbein
Karpaltunnel
Epikondylitis
Rückenschmerzen
Verkalkte Sehnenentzündung Schulter
Muskelschmerzen
Nackenschmerzen
Trapezmuskelschmerzen
Spinalkanalstenose
Osteoarthritis
Osteoarthritis Wirbelsäule
Osteoarthritis Schulter
Osteoarthritis Hüfte
Osteoarthritis Knie
Osteoarthritis Knöchel
Pseudarthrose

#### ÄSTHETIK

Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Lipolyse
Hypotonie
Dehnungsstreifen
Orangenhaut
Skin smoothing
Lymphatische Drainage
Massage
Skin restructure
Facelifting
Photoaging Behandlung
Bauch-Entspannung
Adipositas Bauch
Culotte de Cheval
Dränage Oberschenkel und Hüfte
Massage Oberschenkel und Hüfte
Adipositas Gesäß und Hüfte
Entspannung
Lymphatische Drainage Arme
Dehnungsstr. Brust
Entspannung Brust
Faltenbehandlung
Narbenbehandlung
Couperose
Teleangiektasien
Körper-Furunkeln
Gesicht-Furunkeln
Akne-Gesicht
Keloidbehandlung
Wirkstoff-Auftragung