

PREMIUM 400

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 258 PROGRAMME

ÜBER 250 PROGRAMME IN EINEM EINZIGEN GERÄT; PREMIUM 400 IST DAS PERFEKTE ELEKTROSTIMULATIONSGERÄT FÜR DEN SPORT UND DIE KÖRPERPFLEGE FÜR MÄNNER UND FRAUEN.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORT SONDERPROGRAMME | 36 SCHÖNHEIT | 23 MIKROSTROEME
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 12 TENS UND SCHMERZEN | 7 ACTION NOW | 3 INKONTINENZ | 1 IONTOPHORES

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Impulsamplitude

0-120 mA pro Kanal

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

450 gr

* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator PREMIUM 400
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 2 Kabel für Mikroströme und Iontophorese
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FAVORITEN FUNKTION



MULTI USER



PROGRAMMIERBAR



STIM LOCK



2+2 FUNKTION



MY TRAINER



SYNCHRO STIM



WORK TIME



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PREMIUM 400

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 258 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

SPORT

Kapillarisation

Aufwärmen

Aufwärmen vor dem Rennen

Aktive Erholung

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Reaktionsfähigkeit

Aerobe Ausdauer

Erholung nach dem Rennen

Verspannungslösend

Hypertrophie

SPORT SONDERPROGRAMME

Rennen

Skilanglauf

Kampfsportarten

Tennis

Fußball

Radfahren

FITNESS

Straffung

Straffung Bio-Pulse

Modellierung

Modellamento Bio-Pulse

Toning

Erhöhung Muskelmasse

Body sculpting

Shaping

Jogging

Anaerobe Fitness

Aerobe Fitness

Vorbeugung Krämpfe

SCHÖNHEIT

Entwässerung

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Postnatale Lipolyse

Straffende Massage

Bindegewebsmassage

Geschwollene Arme

Gesicht Kapillarisation

Verbesserung Hautton

Postnatale Drainage

Postnatale Straffung

Bruststraffung

Brust-Modellierung

Lifting-Effekt

REHAB

Atrophie Oberschenkelmuskel (mit Knieprothese)

Erholung nach Eingriff vorderen Kreuzband

Vorbeugung Subluxation Schulter

TENS UND SCHMERZEN

Konventionelle schmerzstillende Tens

Schmerzlindernder Tens, moduliert

Endorphinische Tens

Menstruationsbeschwerden

Chronischer Schmerz

Nackenschmerzen

Muskelschmerzen

Knieschmerzen

Schulter-Schmerzen (Schultergelenk-Syndrome)

Chronische Lumbalgie

Bursitis-Sehnenentzündungen

Osteoarthritis

MIKROSTRÖME

Epikondylitis

Schultergelenk-Periarthritis

Wiederherstellung von Muskeln

Prellung

Ödem

Hautgeschwüre

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Brachialgie

Starke Schmerzen

Gelenkschmerzen

Genickstarre

Schleudertrauma

Zervikale Spondylose

Schulterverstauchung

Knie-Verstauchung

Karpaltunnel

Osteoarthritis

Knöchelverstauchung

Achillessehnenentzündung

Entzündung der Patellasehne

Entzü. Rotatorenmanschetten

Sehnenentzündung

INKONTINENZ

Gemischte Inkontinenz

Stress-Inkontinenz

DRANG-Inkontinenz

IONTOPHORESE

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

Die „3S Programmliste“ umfasst 18 Parameter-Kombinationen.

Die 3S Programme zeichnen sich durch eine Aktivierungsverzögerung der Kanäle 3 und 4 im Gegensatz zu den Kanälen 1 und 2.

Die Serial Sequential Stimulation ermöglicht es, die Muskulatur in kinetischer Kette zu stimulieren, dank unterschiedlicher Aktivierungszeiten der betroffenen Muskelgruppen.

ACTION NOW

Die Liste der Action Now-Programme umfasst 7 Parameter-Kombinationen.

Diese Modalität wird insbesondere für die athletische Vorbereitung im Sportbereich empfohlen, wo man die induzierte Muskelkontraktion mit einem Training mit dynamischer bzw. isometrischer Überbelastung verbinden möchte.