

TECAR BEAUTY ELITE

ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

DIE TECAR BEAUTY IST EINE NICHTINVASIVE METHODE ZUR BEKÄMPFUNG VON HAUTALTERUNG UND HAUTERSCHLAFUNG. DIE VOM GERÄT ERZEUGTEN ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN DRINGEN TIEF IN DIE HAUT UND GEBEN WÄRME IN DAS GEWEBE AB. DIES STIMULIERT DIE SYNTHESE VON KOLLAGEN UND ELASTIN UND VERBESSERT SICHTBAR DIE STRAFFHEIT DER HAUT. DIE ERZEUGTE WÄRME TRÄGT AUSSERDEM ZUR MIKROZIRKULATION BEI UND VERBESSERT DIE SAUERSTOFFVERSORGUNG IM GEWEBE. PROFESSIONELLES GERÄT, GEEIGNET FÜR KOSMETIK-STUDIOS.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 7" Farbdisplay Touch Screen

Leistung

50 W ±10% Kapazitiv
25 W ±10% Resistiv

Emissionsfrequenz

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, 1200 kHz, ± 10%

Art der Behandlung

Kapazitiv und Resistiv

Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Stromnetzversorgung

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Abmessungen

515x340x170 mm

Gewicht

11,5 Kg

AUSSTATTUNG

· Code G6243

· 1 Gerät TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Rückführelektrode (Flexible Platte)

· 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Bipolares Handstück Ø (mm 30)

· 1 Konduktive Gesichtscreme mit Hyaluronsäure, 500 ml

· 1 Konduktive Creme für die Lymphdrainage mit Aescin,
Focus und Koffein, 1000 ml

· 1 Zuleitungskabel

· 1 Handbuch



In Übereinstimmung mit dem interministeriellen Erlass Nr. 206/2015, ist das Gerät für die Verwendung in Kosmetik-Studios geeignet.



TECAR BEAUTY ELITE

ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

PROGRAMMLISTE ÄSTHETISCHES ATLAS

GESICHT

Falten
Augenpartie
Aknenarben
Lifting
Couperose
Entspannende Massage

DEKOLLETEE

Lifting
Narben
Straffung

ARM-HAND

Falten
Straffung
Verjüngung
Narben
Dehnungsstreifen
Fettabbau

BAUCH + HÜFTE

Fettabbau
Straffung
Narben
Dehnungsstreifen

GESÄSS

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis

RÜCKEN

Straffung
Narben
Massage
Fettabbau

OBERSCHENKEL UND BEINE

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage



Unter den **ästhetischen Standardprogramme** stehen außerdem 13 Programme für die Behandlung spezifischer Pathologien zur Verfügung, die in 5 Anwendungsbereiche zurückgeführt werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME	ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME
Lymphdrainage	1	Hauterschlaffung	
Lokalisierte Adipositas		• Leicht	1
• Hautfalte < 4 cm	1	• Mäßig	1
• Hautfalte 4-8 cm	1	• Schwerwiegend	1
• Hautfalte > 8 cm	1	Verjüngung Gesicht-Dekolletee	
Behandlung von Zellulitis		• Leicht	1
• Leichte Zellulitis	1	• Mäßig	1
• Gemäßigte Zellulitis	1	• Schwerwiegend	1
• Gemäßigte Zellulitis	1		