

MAGNUM XL PRO

MAGNETFELD THERAPIE | 46 PROGRAMME

GERÄT FÜR MAGNETFELD THERAPIE MIT ZAHLREICHEN VOREINGESTELLTEN PROGRAMMEN ZUR BEHANDLUNG DER WICHTIGSTEN KNOCHEN- ODER GELENKBESCHWERDEN. EINES DER STÄRKEN GERÄTEN AUF DEM MARKT MIT ZWEI SOLENOIDEN.

32 GESUNDHEIT UND REHA | 14 ÄSTHETIK UND FITNESS

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

2 unabhängige

Versorgungsintensität mit flexiblem Diffusor

- Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 400 Gauß insgesamt (für 2 Kanäle)

Frequenz

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

280 gr

AUSSTATTUNG

Code **G3956**

- 1 Tasche
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie MAGNUM XL PRO
- 2 Flexible Solenoide, 300x100 mm
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



KAUFOPTION

Code **G6033** MAGNUM XL PRO mit 2 Pocket Pro Solenoiden



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMMIERBAR
- MULTI USER
- VERMIETUNG-FUNKTION
- RUN TIME / ÄNDERUNG DER PARAMETER
- STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETFELDTHERAPIE | 46 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

GESUNDHEIT UND REHA

Bruch
Schulterbruch
Schlüsselbeinbruch
Unterarmbruch
Beckenbruch
Schienbeinbruch
Handgelenkbruch
Oberschenkelbruch
Kahnbeinbruch
Verlangsamte Heilung von Frakturen
Entzünd. Rotatorenmanschetten
Karpaltunnel
Rückenschmerzen
Arthrose
Osteoporose
Zervikale Osteoarthritis
Osteoarthritis Hand
Osteoarthrose Schulter
Osteoarthritis Wirbelsäule
Osteoarthritis Knie
Osteoarthritis Hüfte
Prothese an die Hüfte
Nach Eingriff VKB
Knorpel-Reinigung
Prothese im Knie
Golferellenbogen
Epikondylitis
Sehnenentzündungen
Ödeme-Prellungen
Gelenkschmerzen
Knöchelverstauchung
Arthritis

ÄSTHETIK UND FITNESS

Entwässerung Bauch
Entwässerung Arme
Entwässerung Oberschenkel, Gesäß, Hüfte
Cellulite Bauch
Cellulite Arme
Cellulite Oberschenkel, Gesäß, Hüfte
Ödeme
Geschwollene Beine
Reaktivierende Behandlung
Regenerierung der Gewebe
Akne
Narben
Gesichtsfalten
Dehnungsstreifen